

NÁRODNÍ SYSTÉM OVĚŘOVÁNÍ LÉČIV (NSOL)

NÁVOD

KONCOVÝ UŽIVATEL

pro NSOL VER. 16.3

Dotazy: <u>registrace@czmvo.cz</u> +420 224 834 153-5

28. března 2025

NÁVOD PRO KONCOVÉ UŽIVATELE - ÚVOD

Úvod

Tato uživatelská příručka je určena koncovým uživatelům (tj. zejména lékárnám a distributorům) a slouží jako pomůcka při používání Národního systému pro ověřování léčivých přípravků.

Příklady použité v návodu mohou obsahovat údaje specifické pro distributora nebo lékárny, ale všechny procesy a funkce jsou stejně použitelné pro výše uvedený typ organizace. Oba typy uživatelů se liší pouze rozsahem oprávnění pro některé změnové operace.

Předpoklad pro používání Národního systému pro ověřování pravosti léčivých :

Uživatel **úspěšně ukončil registrační proces**, uživatel je **připojen** k Národnímu systému pro ověřování léčivých přípravků. Detailní popis registračního procesu je uveden na stránkách Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv., z.s., Registrace <u>Lékárny zde</u>

Registrace **Distributoři zde**

Terminologie

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s. (NOOL)

Nezisková organizace zřízená národními zúčastněnými stranami pro správu Národního systému pro ověřování pravosti léčiv v České republice.

Národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Systém v evropském prostředí pro ověřování pravosti léčiv, který slouží jako ověřovací platforma v České republice. Koncoví uživatelé kontrolují autentičnost léčivého přípravku na předpis pomocí připojení k tomuto systému.

Koncový uživatel

Organizace povinná k použití NSOL k ověření pravosti léčivého přípravku (lékárna, distributor).

Primární kontakt

Úvodní kontaktní místo v organizaci pro registrační proces.



TERMINOLOGIE

Terminologie

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s. (NOOL)

Nezisková organizace zřízená národními zúčastněnými stranami pro správu Národního systému pro ověřování pravosti léčiv v České republice.

Národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Systém v evropském prostředí pro ověřování pravosti léčiv, který slouží jako ověřovací platforma v České republice. Koncoví uživatelé kontrolují autentičnost léčivého přípravku na předpis pomocí připojení k tomuto systému.

Koncový uživatel

Organizace povinná k použití NSOL k ověření pravosti léčivého přípravku (lékárna, distributor).

Primární kontakt

Úvodní kontaktní osoba v organizaci pro registrační proces.



Zkratka	Definice
EVA	Nouzový portál pro nouzové ověřování pravosti léčiv
NOOL	Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv
NSOL	Národní systém pro ověřování pravosti léčiv
КО	Koncový uživatel
Primární kontakt	Kontaktní osoba v organizaci pro zasílání důležitých informací
SW	Software
IQE	Prostředí pro kvalifikaci dodavatele SW

NÁVOD PRO KONCOVÉ UŽIVATELE - ÚVOD

Uživatelé

Uživatel systému je fyzický uživatel, tj. osoba.

- Uživatel komunikuje s NSOL prostřednictvím portálu Správa NSOL (ev. nouzového portálu EVA).
- Uživatel potřebuje účet v NSOL k přihlášení k administračnímu portálu (ev. k portálu pro nouzové ověření).
- Uživatelský účet je přiřazen k uživatelské roli, která definuje oprávnění, přístupná dané roli.
- Uživatelské role jsou definovány prostřednictvím administračního portálu NSOL. Roli uživatele mohou být poskytnuty kompletní oprávnění nebo omezené sady oprávnění.

Klient/klientský systém

Klient NSOL je dalším IT systémem (tj. lékárenskou nebo distributorskou SW aplikací).

- Klientský systém komunikuje s NMVS (National Medicines Verification System) prostřednictvím technického rozhraní a jsou mu vydána pověření klientského systému.
- Prostřednictvím portálu je možné upravit sadu oprávnění pro Klientský systém v mezích oprávnění typu organizace.

URL adresy NSOL - PRODUKČNÍ:								
Administrační Portal NSOL	https://portal-cz.nmvo.eu							
Portál pro nouzové ověření (EVA)	https://eva-cz.nmvo.eu							
Pack API Endpoint	https://api-cz.nmvo.eu/verification/							
Reporting API Endpoint	https://api-cz.nmvo.eu/report/							
Authorization Endpoint	https://api-cz.nmvo.eu/identity/connect/token							



OBSAH

#	Oblast	Strana
1	Přihlášení do portálu	6
2	Role uživatele	15
3	Nastavení - přidání uživatele	20
4	Nastavení - editace uživatele	23
5	Nastavení - vymazání uživatele	24
6	Nastavení - zablokování uživatele	26
7	Zaslání pozvánky	30
8	Přidání nové provozovny	31
9	<u>Přidání zařízení</u>	35
10	Role uživatele	48
11	Role klienta	53
12	Oprávnění klienta	56
13	<u> Oprávnění klienta - Obnovení primárního tajného klíče</u>	61
14	Reporty	66
15	Aplikace pro nouzovou verifikaci (EVA)	83



PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU

Link na portál NSOL: https://portal-cz.nmvo.eu

- Vložte přihlašovací jméno (jméno Super-uživatele) a heslo do přihlašovací obrazovky (uživatelské jméno je emailová adresa).
- Funkce automatického vyplňování podporuje silná hesla. Vypnutí této funkce může vést k nedostatečně silnému heslu či kompromitaci účtu.
- 3. Klikněte na "*Přihlásit se*".

Po kliknutí na tlačítko *"Přihlásit se*" se zobrazí výzva k zadání kódu oprávnění.

Pozn.: Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na "Změna hesla"



Národní systém ověřování pravosti léčiv (NSOL)

C7Test Pharmacy@czmvc cz	
leslo	
•••••	0 '
estlíže jste zapomněli své uživatelské jmé iživatelů ve Vaší organizaci	Přihlásit se no, obratte se na správce
estliže jste zapomněli heslo, použijte ostupujte pečlivě podle pokynů.: <u>Změna t</u>	níže uvedený odkaz a nesla
	anly 2022

Klikněte pro zobrazení hesla

Uživatel po zadání "Uživatelského jména", tj. registrované e-mailové adresy, a po stisknutí tlačítka "*Odeslat*" obdrží e-mail pro obnovu hesla. Platí pouze v případě, že je registrován jako uživatel systému.

Domů > Uživatelé >	Zapomenuté heslo
Správa po	rtálu pro ověřování léčivých
přípravků	
Zapomenuté he	eslo
* E-mail	
	Odeslat

PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU

DVOU-FAKTOROVÉ OVĚŘOVÁNÍ

Na e-mail uživatele je zaslán **šestimístný číselný autorizační kód**. Ten vložte do přihlašovacího řádku v autorizačním okně.

Příklad autorizačního e-mailu:

From: EMVS Authorization <<u>notification@nmvo.eu</u>> Sent: Saturday, October 20, 2022 8:49 AM To: <u>test@test.cz</u> Subject: Autorizační kód portálu pro správa Národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Vážený uživateli, váš autorizační kód je: 138778 S pozdravem Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL).

Kliknutím na volbu *"Pokračovat"* potvrdíte autorizačníkód.

Autorizační kód má dobu exspirace **5 min**. Pokud se přihlášení neprovede do této doby - klikněte na "Začít ***** znovu".



Po ověření autorizačního kódu se dostanete na úvodní obrazovku - Hlavní stránku portálu.



HLAVNÍ STRÁNKA



**** Národní organizace
* * * * pro ověřování
pravosti léčiv

POZNÁMKA: Položky nabídky "Uživatelé", "Provozovny", "Role klienta", "Role uživatele" a "Oprávnění klienta" budou uživateli dostupné pouze v případě, že jeho role má oprávnění spravovat uživatele, provozovny nebo autorizační role.

OBRAZOVKA ODHLÁŠENÍ

Toto je obrazovka odhlášení, která se zobrazí při odhlášení uživatele ze systému.

Pro návrat do přihlašovací obrazovky, klikněte na odkaz "Portál pro ověřování léčivých přípravků".





Po určité době **neaktivity** uživatele v portálu (30 minut), se zobrazí tato obrazovka.

Kliknutím na označený odkaz, a znovu přihlášením, se uživatel vrátí na stránku, na které byl v momentě vypršení relace.

Národní systém ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Platnost přihlašovací relace vypršela Vaše přihlašovací relace vypršela. Klikněte ode <u>zde</u> Obnovit stránku a přihlášení.



OBRAZOVKA ÚČET UZAMČEN

Toto je obrazovka, která se zobrazí pokud uživatel provedl příliš mnoho neúspěšných pokusů o přihlášení opakovaným zadáním nesprávného hesla.

Účet uživatele je tím uzamčen na dobu 60 minut.

Účet může dříve odemknout administrátor dané organizace.

Národní systém ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Tento účet je zablokovaný, obratte se na svého správce systému!





OBRAZOVKA ÚČET BYL POZASTAVEN

Tato obrazovka znázorňuje stav, kdy je uživatelský účet pozastaven, kdy je pozastavena organizace, nebo kdy jsou pozastaveny či deaktivovány všechny jeho provozovny.

Pokud je uživatel v době pozastavení jeho účtu nebo organizace přihlášen, dojde k jeho automatickému odhlášení.

Příklad zobrazuje uživatele pozastaveného organizací. Další scénáře a odpovídající zprávy jsou následující:

• Pozastaveno ze strany NOOL:

"Tento účet byl pozastaven ze strany NOOL. Pro více informací prosím kontaktujte NOOL.".

- Pozastaveno nebo nedostupné umístění:
 - " Všechny uživatelské provozovny jsou pozastaveny nebo nedostupné, protože byly deaktivovány, odstraněny nebo přesunuty. Pro více informací se obraťte na NOOL".
- Pozastavené provozovny (pouze portál pro nouzové ověřování EVA): "Vybraná provozovna uživatele byla pozastavena. Kontaktujte prosím NOOL pro další informace."

Národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Pouze pro oprávněné uživatele

Tento účet byl pozastaven ze strany Vaší Organizace.. Pro více informací prosím kontaktujte zástupce Vaší Organizace..

Jméno uživatele

Heslo Přihlásit se Jestliže jste zapomněli své uživatelské jméno, obratte se na správce uživatelů ve Vaší organizaci.

Jestliže jste zapomněli heslo, použijte níže uvedený odkaz, a postupujte podle pokynů: <u>Změna hesla</u>





NEPLATNÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

Národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Pouze pro oprávněné uživatele

Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Heslo nemůže být prázdné. Vámi zadané přihlašovací údaje nebyly správné. Ověřte prosím své uživatelské jméno a heslo a zkuste to znovu.

Jméno uživatele

Uživatelské jméno nemůže být prázdné.





Copyright © Solidsoft Reply 2025



Pokud je do pole zadáno prázdné uživatelské jméno nebo heslo a klikne se na tlačítko "Přihlásit se", zobrazí se chybová zpráva s upozorněním, že pole nemůže být prázdné.



" Vámi zadané přihlašovací údaje nebyly správné. Ověřte své uživatelské jméno a heslo a zkuste to znovu".

Kombinace, které mohou tuto zprávu vyvolat:

- Platné uživatelské jméno + nesprávné heslo
- Nesprávné uživatelské jméno + platné heslo
- Nesprávné uživatelské jméno + neplatné heslo

Národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NSOL)

Pouze pro oprávněné uživatele

Vámi zadané přihlašovací údaje nebyly správné. Ověřte prosím své uživatelské jméno a heslo a zkuste to znovu.

Jméno uživatele

testuser@priklad.cz

Heslo

•••••

Přihlásit se

0

Jestliže jste zapomněli své uživatelské jméno, obratte se na správce uživatelů ve Vaší organizaci.

Jestliže jste zapomněli heslo, použijte níže uvedený odkaz, a postupujte podle pokynů: <u>Změna hesla</u>





ROLE UŽIVATELE

Volba "*Role uživatele*" umožňuje uživateli definovat nové role, spravovat a odstraňovat stávající role pro konkrétní uživatele. Základem správy rolí je definice oprávnění pro každou roli.



pravosti léčiv

NASTAVENÍ ROLE UŽIVATELE(1)

Domů > Role uživatele

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků





NASTAVENÍ ROLE UŽIVATELE(2)

- 5. Ve výchozím stavu jsou nové role vytvářeny bez oprávnění. Pro povolení/zakázání práv jednotlivých rolí vyberte oprávnění v seznamu. Přepnutím vypínače (zelená/šedá) povolíte nebo zakážete jednotlivá práva. Přiřazená práva se zobrazují ve sloupci "Přiřazeno".
- Pro povolení/zakázání práv jednotlivých rolí, vyberte oprávnění v seznamu "Právo" a klepnutím na přepínač (zapnete/vypnete).
- Kliknutím na tlačítko "Aktualizovat" uložíte nastavená oprávnění do nové role.
- Případně můžete práva vrátit do základního nastavení pomocí tlačítka "Vrácení".
- Odstranění celé Role včetně všech přidělených práv provedete pomocí tlačítka "Zrušit".

ole uživatele			
Přidat			
Role	Distributor uživatel 1.		Aktualizovat
Název Role	Distributor uživatel 1.		Vrácení
opis	Příklad Distributor uživatel 1.		Zrušit
Kategorie	Právo	Popis	Přiřazeno
Všechny -			Všechny 🔻
Balení	Označeno jako Blokované/LOCK	Umožňuje označit jedno neboce balení jako Blokovaná (LOCK)	
Balení	Označeno jako Evport	Umožňuje označi , jedno nebo více balení jako Export z EU	 O
Balení	Otraceno jako Odcizeno	Umočauje označit jedno nebo více balení jako Odcizená	
Balení	Označeno jako Vydané	Umožňuje označit jedno nebo více balení jako Vydaná	 O
Balení	Označeno "ако Vzorek	Umožňuje označit jedno nebo více balení jako Vzorek	
Balení	Označeno jako Zničena	Umožňuje označit jedno nebo více balení jako Zničená	 O
Kvalifi Lacní Testování	Ovládápí	Umožňuje zobrazit a spravovat kvalifikaci Dodavatele SW v rámci portálu	
Oprávnění klienta	Ovládání	Umožňuje zobrazit, vytvořit a odstranit pověření API klienta	 O
Provozvny	Ovládání	Umožňuje vytvářet a editovat Provozovny dané Organizace	
Report	Aktivity při správě Organizace	Umožňuje vytvářet, číst a mazat report: Činnosti administrace Organizace	
Report	Katalog produktů a klientská data	Umožňuje vytvářet, číst a rušit reporty: K3 - Katalog produktů a data klientů	
Report	Ovládání	Umožňuje uživateli přístup k reportům	
Report	Report Auditní stopa balení pro koncové uživatele	Umožňuje vytvářet, číst a rušit reporty: Auditní stopa Balení pro koncovéh	
Penort	Report Balení pro koncové uživatele	Umožňuje vytvářet, číst a rušit reporty: Pohyb Balení pro koncového uživa	

Po vytvoření nové role nebo po úpravě stávající role je možné v záložce "*Uživatelé"* měnit role a práva pro konkrétního uživatele.

Poznámka: Uživatel, který definuje nebo mění oprávnění rolí, může provést pouze změny v oprávněních, která jsou přiřazená k jejich uživatelskému účtu.

Například uživatel bez oprávnění "Balení/Označeno jako Zničené" nemůže přiřadit toto oprávnění jiné roli.

Výběr položek v seznamu "*Právo*" představuje souhrn oprávnění, které má daný uživatel přidělené.



Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv



NASTAVENÍ – UŽIVATELÉ – HLAVNÍ (2)





Národní organizace

pro ověřování pravosti léčiv

NASTAVENÍ – PŘIDÁNÍ UŽIVATELE (1)

Volba "Uživatelé" umožňuje uživateli vytvořit a pozvat nové uživatele do portálu NSOL.

1. Pro přístup k funkci		Domů > Uživatelé Správa portálu	ı pro ov	ěřován	í léčivýci	h přípravků								
přidávání nových	SOLIDSOFI	Uživatelé												
uživatelů přejděte	Domů	Přidat E	Export CSV	Export X	LSX									🌣 Všechny 👻
na stránku 👘 🔫	Uživatelé	Jméno Uživatele	Primární ko	Super Uživa	Stav účtu	ID Provozovny	SÚKL kód Provozovny	Role uživatele	Datum vytv	Poslední autorizovaný přístup	Poslední autorizační pokus (U	Přidal/a	Přidáno Or	Akce
Uživatelé"	Provozovny		Všechny 🕶	Všechny 🕶	Všechny 🕶						Všechny -	J	Všechny 🕶	
	Reporty	alerts@czmvo.cz example@exampleuser.cz	×	×	Připojení			Distributor Super-uživatel () Distributor administrátor ()	5. 10. 2018	18. 10. 2024 6:45:05	18. 10. 2024 6:45:05	alerts@czmvo.cz	Organizace	
2. Kliknutím na tlačítko 🚽	Role uživatele	Marek.X@seznam.cz	×	×	Aktivní			Uživatel sklad ()	17. 10. 2024	17. 10. 2024 14:39:07	17. 10. 2024 14:39:07	alerts@czmvo.cz	Organizace	
"Přidat" spustíte	Role klienta													
proces vytváření	Oprávnění klienta													
nového uživatele.	Kvalifikace dorf satele SW													
	-měnit heslo													
3. Seznam stávajících	Link na NOOL		Předch	ozí stránka			Strana 1 0 z	1		10 řádky		Další stránka		
uživatelů je zobrazen	Odhlásit se													
v tabulce.														



NASTAVENÍ – PŘIDÁNÍ UŽIVATELE (2)

 Vložte e-mailovou adresu nového uživatele. 	Přidat Llživatele					
2. Uživatel může volitelně zadat provozovnu, která bude		Pridat Ozivatele X				
automatický prirázena novemu uzivateli pri pristupu prostřednictvím portálu EVA.	* E-mail	example@example.cz				
3. Možné uživatelské role jsou uvedené v poli <i>"Role uživatele"</i> .	Provozovna uživatele	Všechny Provozovny 🗸 🗸				
definována role uživatele (na stránce Nastavení organizace).	* Role uživatele	Distributor administrátor () × Uživatel sklad () × × ×				
Vyberte roli uživatele ze seznamu. Jeden uživatel může mít více rolí.		Distributor administrátor: Umožňuje spravovat uživatele, Provozovny a Zařízení v rámci dané Organizace Uživatel sklad: Umožňuje uživateli provádět transakce pomocí Portálu pro nouzové ověření (EVP)				
4. V tomto příkladu je vytvořen nový uživatel, který zastupuje obě						
 5. Klikněte na tlačítko "<i>Přidat"</i>. 		Přidat Zavřít				

6. Novému uživateli je odeslán e-mail s pozvánkou k zahájení procesu registrace.

POZNÁMKA: Pro možnost využití všech dostupných rolí a oprávnění je potřeba v poli "*Provozovna uživatele*" zvolit volbu "*Všechny Provozovny*", a to i v případě, že má Uživatel pod danou Organizací pouze jednu provozovnu. Po přiřazení provozovny nemůže uživatel měnit role a oprávnění, i když má přiřazenou roli Super-uživatele.



NASTAVENÍ – PŘIDÁNÍ UŽIVATELE (3)





NASTAVENÍ – EDITACE UŽIVATELE

 Pro editaci uživatele (změnu jeho uživatelských rolí), klikněte na ikonu tužky v řádku daného uživatele.

🕀 čeština 👻	Upravit × 2. "Jméno uživatele"
	• E-mail example@exampleuser.cz nelze změnit. Provozovna uživatele všechny Provozovny 3. Přednastavenou provozovnu lze změnit
	(konkrétní provozovny, nebo všechny)
Domů	Distributor administrator × Uzivatel sklad × × × × Distributor administrator: Umožňuje spravovat uživatele, Provozovny a Zařízení v rámci dané Organizace Uživatel sklad: Umožňuje uživateli provádět transakce pomocí Portálu pro nouzové ověření (EVP) přidány nebo odebrány. Pokud byl
Uživatelé	Aktualizovat Zavřít zavřít zavřít
Provozovny	UPOZORNĚNÍ: Pokud má uživatel nastavenou restrikci na konkrétní provozovny 5. Klikněte na tlačítko "Aktualizovat" pro uložení změn.
Reporty	(nepoužívá volbu "Všechny Provozovny"), ztrácí právo na změnu rolí, oprávnění atd., bez ohledu na to, že je "Super-uživatel". Tlačítka pro tyto volby nejsou uživateli k
Kvalifikace dodavatele SW	dispozici. Informace o primární kontaktní osobě X
Změnit heslo	E-mail alerts@czmvo.cz
Link na NOOL	* Křestní jméno * Příjmení * Příjmení
Odhlásit se	Měníte Primární kontaktní osobu Vaší organizace. Jste si jistí, že ji chcete změnit? Tímto neodstraníte jeho účet Super-uživatele Jimeno bude take viditelne pro Přířadit Zavřít NOOL.



NOOL TEST

NASTAVENÍ – VYMAZÁNÍ UŽIVATELE



1. Pro trvalé odstranění uživatele klikněte na ikonu popelnice v řádku odpovídajícího uživatele. Poznámka: Tato akce je nevratná.



 Zkontrolujte, zda Jméno uživatele opravdu náleží uživateli, kterého chcete odstranit.



NASTAVENÍ – ODEMKNUTÍ UŽIVATELE



1. Pro odemknutí uživatele (účet je uzamčen po **5** neúspěšných pokusech o přihlášení), klikněte na ikonu odemčeného visacího zámku v řádku daného uživatele.





NASTAVENÍ – ZABLOKOVÁNÍ UŽIVATELE



1. Pro zablokování uživatele, které mu znemožní přístup do portálu, klikněte na ikonu přeškrtnutého kolečka v řádku daného uživatele.





NASTAVENÍ – ODBLOKOVÁNÍ UŽIVATELE (1)





NASTAVENÍ – VYNUTIT ZMĚNU HESLA UŽIVATELE



1. Kliknutím na ikonu klíče v řádku pro daného uživatele lze vynutit změnu hesla uživatele při jeho nejbližším přihlášení.





NASTAVENÍ – ZMĚNA PRIMÁRNÍHO KONTAKTU UŽIVATELE

Domů > Uživatelé

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků

Sprava portaiu pro	overova	ani ieciv	yen prip	Jravku							
Uživatelé											
Přidat Export CSV	Ехро	ort XLSX									
Jméno Uživatele	Primární ko	Super Uživatel	Stav účtu	Role uživatele	Datum vytv	Poslední autorizovaný přístup	. Poslední autorizační pokus (U	Přidal/a	Přidáno Or	Akce	
	Všechny -	Všechny -	Všechny 🕶				Všechny -		Všechny 🔻		
alerts@czmvo.cz	×	~	Aktivní	Distributor Super-uživatel	3 5. 10. 2018	18. 10. 2024 13:27:53	18. 10. 2024 13:27:53	NMVO User	NOOL		
example@exampleuser.cz	×	×	Připojení	Distributor 1. 🜖	17. 10. 2024			alerts@czmvo.cz	Organizace	0419	
Marek.X@seznam.cz (Marek Novák)	~	~	Aktivní	Distributor Super-uživatel	3 17. 10. 2024	18. 10. 2024 11:55:07	18. 10. 2024 13:07:27	alerts@czmvo.cz	Organizace	Ø 0	
testuser03@centrum.cz	×	~	Aktivní	Distributor Super-uživatel Distributor uživatel 1. ()	3 18. 10. 2024	18. 10. 2024 13:26:35	18. 10. 2024 13:26:35	alerts@czmvo.cz	Organizace	N 🚨 🗑 🚫 🔎	

Ikona Primárního kontaktu bude zobrazena v poli akcí vedle každého Super-uživatele.

Kliknutím na ikonu Primárního kontaktu se zobrazí vyskakovací okno, do kterého se vloží křestní jméno a příjmení nového primárního kontaktu. Provedení změny potvrdíte tlačítkem "Přidat".

	Informace o primární kontaktní osobi	×
E-mail	testuser03@centrum.cz	
* Křestní jméno	Jan	
* Příjmení	Novák	
Měníte Primární kontaktní osobu \	'aší organizace. Jste si jistí, že ji ci, ete změnit? Tímto neodstraníte jeho účet Super-uživatele	
	Přířadit Zavřít	

Domů - Uživatelé Správa portálu pro	uzivatelé áva portálu pro ověřování léčivých přípravků										a successfully made the Prime Contact. $ imes$
Uživatelé											
Přidat Export CSV	/ Expo	rt XLSX									🌣 Všechny 👻
Jméno Uživatele	Primární ko	Super Uživatel	Stav účtu	Role uživatele	Datum vytv	Poslední autorizovaný přístup	Poslední autorizační pokus (U	Přidal/a	Přidáno Or	Akce	
	Všechny 🕶	Všechny 🕶	Všechny -				Všechny 🕶		Všechny 🕶		
alerts@czmvo.cz	×	~	Aktivní	Distributor Super-uživatel 🚯	5. 10. 2018	18. 10. 2024 13:27:53	18. 10. 2024 13:27:53	NMVO User	NOOL		
example@exampleuser.cz	×	×	Připojení	Distributor 1.	17. 10. 2024			alerts@czmvo.cz	Organizace	0 ATP	
Marek.X@seznam.cz	×	~	Aktivní	Distributor Super-uživatel 🗿	17. 10. 2024	18. 10. 2024 11:55:07	18. 10. 2024 13:07:27	alerts@czmvo.cz	Organizace	1 🖉 🚨 🖀 🚫 🔎	
testuser03@centrum.cz (Jan Novák)		~	Aktivní	Distributor Super-uživatel ()	18. 10. 2024	18. 10. 2024 13:26:35	18. 10. 2024 13:26:35	alerts@czmvo.cz	Organizace	0 O P	

Primární kontakt byl změněn a jméno uživatele je zobrazeno v závorkách.

POZNÁMKA: Pouze Super-uživatelé bez přiřazených provozoven se mohou stát Primárním kontaktem.



NASTAVENÍ – ZNOVU ZASLAT E-MAIL S POZVÁNKOU

Uživatelė Přidat Export CSV	Expor	rt XLSX										🔹 Všechny 🔻
Jméno Uživatele	Primární ko	Super Uživa	Stav účtu	ID Provozovny	SÚKL kód Provozovny	Role uživatele	Datum vytv	Poslední autorizovaný přístup	. Poslední autorizační pokus (U	Přidal/a	Přidáno Or	Akce
	Všechny 🕶	Všechny 🕶	Všechny -						Všechny 🕶		Všechny 🕶	
alerts@czmvo.cz	×	~	Aktivní			Distributor Super-uživatel (5. 10. 2018	18. 10. 2024 12:36:28	18. 10. 2024 12:36:28	NMVO User	NOOL	
xample@exampleuser.cz	×	×	Připojení			Distributor 1. 3	17. 10. 2024			alerts@czmvo.cz	Organizace	0 A T P
arek.X@seznam.cz (Marek Novák)	~	~	Aktivní			Distributor Super-uživatel 🤅	17. 10. 2024	18. 10. 2024 11:55:07	18. 10. 2024 11:55:07	alerts@czmvo.cz	Organizace	N 🚫 🔑
estuser3@centrum.cz	×	×	Připojení			Distributor 1. 🜖	18. 10. 2024			alerts@czmvo.cz	Organizace	(A=P
				Ikona "Znov	u poslat pozv	vánku" se zot	orazí v s	eznamu akcí	u uživatelů, kt	eří maií sta	v účtu "	Připoiení".
			L	Ikona "Znov	u poslat pozv	vánku" se zok	prazí v s	eznamu akcí	u uživatelů, kt	eří mají sta	ıv účtu "∣	Připojení".
			L	Ikona "Znov	u poslat pozv	vánku" se zok	orazí v s	eznamu akcí	u uživatelů, kt Zaslat znovu	eří mají sta e-mail s pozv	v účtu "l ránkou	Připojení".
			L	Ikona "Znov	u poslat pozv	vánku" se zok	Orazí v s	e znovu zaslat e-mai	u uživatelů, kt Zaslat znovu	eří mají sta e-mail s pozv	v účtu "I vánkou zentrum.cz ?	Připojení".

DY. wtypřopí uživatele se na jeho e-mail pro dokončení okud je z nějakého ail ztracen, tlačítko odešle na e-mail " nku, aby bylo možné ončit.



NASTAVENÍ – PŘIDÁNÍ PROVOZOVNY (1)

Záložka "Provozovny" poskytuje funkce pro správu klientských zařízení na provozovnách, které se připojují k NSOL.

Každá organizace musí mít definovanou alespoň jednu provozovnu, ve kterém se provádí operace s Léčivými přípravky.

Každá provozovna by měla být definována v souladu s následujícími kroky viz. další strana.

Výsledkem tohoto procesu je vygenerování přístupových údajů, pro jednotlivé provozovny/zařízení, které musí být vloženy do IT systému uživatele. Vlastní způsob vložení přístupových údajů konzultujte se svým poskytovatelem IT služeb.



1. Pro zahájení procesu přidání místa, klikněte na tlačítko "*Přidat"*.



NASTAVENÍ – PŘIDÁNÍ PROVOZOVNY (2)

1. Vyplňte následující pole:		
Název provozovny: Zadejte <i>Název</i>		
provozovny, kde budou prováděny operace s přípravky.	* Název Provozovny	Provozovna 123
	Adresa	U padělatelů 21
Adresa: Fyzická adresa místa, kde budou prováděny operace s přípravky.	Obec	Praha
Město: Obec, ve které budou prováděny operace s přípravky.	* PSČ	18600
PSČ: Poštovní směrovací číslo místa, kde budou prováděny operace s přípravky.		Přidat Zavřít
		 Pro přidání nové provozovny, klepněte na tlačítko <i>"Přídat".</i>



NASTAVENÍ – PŘIDÁNÍ PROVOZOVNY (3)





NASTAVENÍ – POSTUP NOOL PŘI VYTVOŘENÍ NOVÉ PROVOZOVNY

NOOL může odeslat požadavek na revizi údajů o provozovně. V takovém případě obdrží Primární kontakt Organizace e-mail.

Uživatel může informace o provozovně opravit. Při změně údajů se aktivuje tlačítko *"Aktualizovat".* NOOL poté provede opětovnou revizi.

Vážený uživateli NSOL,

Probíhá kontrola údajů o Provozovně Vaší Organizace s názvem '255522' a ID '4434ace8-7f4f-41c7-8a5d-ccf99e319f25'

Důvod:	
--------	--

Byly nalezeny nesrovnalosti. Prosíme zkontrolujte uvedené údaje

Provozovna		
1000200118		
Název	255522	
Adresa	U padělků 21	
Obec	Praha	
PSČ	14000	
PSC	14000	
Provedení t	ěchto změn umož	ní vašemu NMVO přijmout nevyřízené um
V případě d	otazů kontaktujte	NOOL. Kontaktní e-mail: <u>registrace@czn</u>
Súctou.		

Solidsoft Reply Support Team

enė ūdaje.	Provozovna 123				
	ID Provozovny	8fbca833-c78d-4137-80df-741bb9f07c99			
	* Název Provozovny	Provozovna 123			
	Adresa	U padělatelů 211			
	Obec	Praha			
	* PSČ	18600			
		Altueliaquet 7avět			
		Aktualizovat			

NOOL může také vytvoření nové provozovny zamítnout. V takovém případě obdrží hlavní kontakt Organizace e-mail. Daná provozovna je poté automaticky smazána.

Vážený uživateli NSOL,

Provozovna Vaší Organizace s názvem '255522' a ID '4434ace8-7f4f-41c7-8a5d-ccf99e319f25' byla zamítnuta na základě rozhodnutí NOOL.

Dů	/od	l:

Provozovna nesplňuje požadavky.

Údaje o Provozovně:

Název	255522	
Adresa	U padělků 22	
Obec	Praha	
PSČ	14000	

S úctou, Solidsoft Reply Support Team

Toto je automaticky generovaný e-mail. Na tuto zprávu neodpovídejte

Toto je automaticky generovaný e-mail. Na tuto zprávu neodpovídejte.



NASTAVENÍ – AKTIVACE PROVOZOVNY A PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (1)



NASTAVENÍ – PROVOZOVNY – PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (2)




NASTAVENÍ – PROVOZOVNY – PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (3)

 ID zarizeni: muze byt libovolny text, (např. číslo v evidenci majetku nebo text typu "Vydejni terminal 1", "Pokladna A", 		Přidat Zařízení	×
"Kasa – FMD", apod.). Upozornění: Doporučujeme nepoužívat českou diakritiku (háčky, čárky)!	* ID Zařízení Te	erminál 1	
2. V poli "Role klienta" vyberte (volitelně)	* Role klienta	ný přístup 🜖 🗴 Role clienta 🜖 🗙	× ~
roli klienta, která umožní uživateli využívat konkrétní funkce systému. <i>Role uživatelů se předem definují na záložce</i> " <i>Role klienta"</i> .	Plný přístup: Role s přiřazenými všemi dost Role clienta: Role clienta	upnými oprávněními	
Pro jedno zařízení lze přidělit více rolí.		Přidat Zavřít	
3. Klikněte na <i>"Přidat".</i>			

Počet nutných přístupových klíčů pro pracoviště:

Je možné pro všechna zařízení např. v jedné lékárně konkrétního koncového pracoviště vygenerovat pouze jeden identifikátor.

NOOL musí však mít možnost získat kompletní auditní stopu o výrobku., tj. v informačním systému koncového pracoviště musí být uchováno (a v případě podezření na padělek i doloženo), na kterém konkrétním koncovém zařízení se podezření objevilo, a který konkrétní uživatel s ním v době vzniku podezření pracoval!

Záleží tedy na softwarovém řešení, zda konkrétní zařízení a identifikace uživatele zařízení, na kterém vznikl incident, umí toto jednoznačně prokázat i bez nutnosti generovat přístupové klíče pro každé koncové zařízení.



NASTAVENÍ – PROVOZOVNY – PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (4)

Zobrazí se Vám "Přihlašovací údaje uživatele".

Uložte tyto údaje do libovolného dokumentu (Word, Excel, onenote, wordpad, e-mail, apod.) a uschovejte!

Po kliknutí na ikonu 🕒 "Zkopírovat" se text uloží do paměti.

Buďte opatrní, neklikejte na obrazovce někam jinam, aby se okno nezavřelo, dokud si informace nezkopírujete a neuložíte (okno nelze po uzavření znovu otevřít!).

Upozorn	ění:	Vygen	erované	přís	tupové	kódy
neukláde	jte po	mocí p	orintscreer	nu, al	e vložte n	ěkam
pomocí	CTRL	C/V.	Idealně	v	editovate	lném
formátu	typu	Word,	Notepad	atp.	Ušetříte	práci
Vašich IT	kolegi	ů.				

Pozor: Ověřte, že jste si přístupové kódy skutečně uložili! Pokud si přístupové kódy nyní neuložíte, nezbude Vám nic jiného, než příslušné Zařízení zrušit a založit znovu!



Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv

	Přihlašovací údaje uživatele	\times
Tyto přihlašovací údaje se objeví r	na obrazovce jen jednou! Pozorně je ZKOPÍRUJTE, abyste mohli nakonfigurovat váš klientský systé	m!
ID klienta	db3f8d28-bf61-45e5-866b-f983449fe198	ļ
Tajný klíč uživatele	ee64f484-9cf1-46cb-a11a-d1abc3c4da47	ļ,
	Zavřít	

Přístupové údaje se skládají z. Tyto údaje musí být vloženy do IT systému uživatele. Vložení údajů do IT systému konzultujte se svým dodavatelem IT služeb.

Po zaznamenání přístupových údajů okno zavřete stiskem tlačítka "Zavřít".

Přístupové údaje jsou citlivé údaje a neměly by být s nikým sdíleny, kromě osob zapojených do procesu připojování zařízení.

NASTAVENÍ – EDITACE ZAŘÍZENÍ





NASTAVENÍ – ZABLOKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

			255522			×
	ID Provozovny	e5efbd37-a801-4dee-a6ae-844f5dacc	4f6			
	* SÚKL kód Provozovny	255522				
1	Adresa	U padělků 21				
ithe	Obec	Praha				
	* PSČ	14000				
že	Seznam Zařízení					
zeni	Přidat					🌣 Všechny 👻
	ID Zařízení	ID klienta	Role klienta		Stav	Akce
			Všechny 🕶		Všechny 🔻	
	Terminál	3d35263c-2cc7-4f71-bb4d-bb850a1e0253	Plný přístup	Aktivní		
Ś						
		Aktualiz	zovat Zavřít			
at ze		Zablokovat		×	Objeví se potvrzení	vyskakovací ok m zablokování
	Chcete zablokovat Zařízení s	s ID zařízení Terminál ?			Pro potvrz klikněte n	zení zabloková a tlačítko
					"Zablokov	vat".

Mohou nastat okolnosti, kdy zablokovat Zařízení klienta.

Zablokování Zařízení způso všechny požadavky z tohoto jsou systémem NSOL zamítnut

Pro zablokování Zařízení klikné ikonku 🚫 na řádku Zařízení, chcete zablokovat.

Upozornění: Je možné zab celou provozovnu, nebo konkrétní zařízení.



NASTAVENÍ – OBNOVENÍ ZABLOKOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

Činnost zablokovaného Zařízení uživatele může být znovu obnovena.

Požadavky ze Zařízení budou opět zpracovávány systémem NSOL.

		255522		×
ID Provozovny	e5efbd37-a801-4dee-a6ae-844f5dacc	4f6		
* SÚKL kód Provozovny	255522			
Adresa	U padělků 21			
Obec	Praha			
* PSČ	14000			
Seznam Zařízení				
Přidat				☆ Všechny ▼
ID Zařízení	ID klienta	Role klienta	Stav	Akce
		Všechny 🕶	Všechny 🕶	
Terminál	3d35263c-2cc7-4f71-bb4d-bb850a1e0253	Plný přístup	Zablokováno	0 T D
	Aktualiz	zovat Zavřít		
	Obnovit		×	K obnovení činnosti zablokovaného Zařízení klikněte na ikonku 🔾 a
Do you want to re	einstate the client equipment Terminál ?			následně na tlačítko "Obnovit" ve vyskakovacím okně.
	Obnovit	Zavřít		



NASTAVENÍ – EDITACE PROVOZOVNY ZE





PSČ

14000

> 14000

Zavřít

 \times

NASTAVENÍ – EDITACE PROVOZOVNY

	Domů > Provozovny		~~ ((
Údaje spojené s provozovnou je možné	Administrace - Na	aroani system pi	ro overovani prav	vosti leciv (N	ISOL)		
editovat, tj.:	Provozovny						
	Přidat						🗢 Všechny 🗸
Název Provozovny		Název Provozovny	Adresa	Stav	SÚKL kód Provozovny	# Zařízení	Akce
• Adresa				Všechny 🕶			
• Město	09633656-33e7-4d16-b72a-db3	190019	Test adresa 19000	Aktivní	Test Nool	3	
• PSC	b766e530-87f8-40ba-bc50-4b9	789456	Pobřežní 123, Praha 8, 18600	Aktivní	Velkoobchod 123	0	
Pokud dojde ke změně údajů v některých z těchto čtyř polí, rozsvítí se tlačítko			255522				· /
"Aktualizovat", kterým Uživatel změnu potvrdí.			255522		×	Pro editac	i udaju
	ID Provozovny	e5efbd37-a801-4dee-a6ae-844f5daco	:4f6			provozovr	iy, kliknete na tužtičku v řádku
Není možné měnit " <i>ID Provozovny",</i> ten je	* SÚKL kód Provozovny	255522				daná Prov	
generován automaticky.	Adresa	U padělků 21					020 vily.
	Obec	Praha					
7 okra oditaco provozovnu jo takó možnó	* PSČ	14000					
nřidávat nová Zařízení a spravovat stávající	Seznam Zařízení						
Zařízení v dané provozovně.	Přidat				🌣 Všechny 👻		
	ID Zařízení	ID klienta	Role klienta	Stav	Akce		
	Terminál	2425262626267 4674 6644 660502100252	Všechny 🕶	Všechny -			
	reminal	susszosc-2007-4171-0040-008508160253	ену ризсир	AKUVII			
		Aktuali;	zovat Zavřít				



NASTAVENÍ – ZABLOKOVÁNÍ PROVOZOVNY

Může nastat situace, kdy bude zapotřebí zablokovat Provozovnu.

Při zablokování Provozovny budou veškeré požadavky na NSOL ze všech zařízení dané Provozovny zamítnuty.

rovozovny						kliknéte na ikonu <i>"Zabloková</i>
Přidat					🕸 Všechny 👻	vedle příslušné Provozovny.
ID Provozovny	SÚKL kód Provozovny	Adresa	Stav	# Zařízení	Akce	
			Všechny 🗸			
8afd8025-34e0-432e-9c39-831eb	123456789011	Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00	Aktivní	1		r
e5efbd37-a801-4dee-a6ae-844f5d	255522	U padělků 21, Praha, 14000	Aktivní	1	1	
a1f52a10-8a8e-462e-a161-9273cc	77777776	OK, Praha 11, 190 00	Aktivní	3	1	
1409836d-6124-4565-bf17-ac3d4	99999999	TEST, Praha 8, 18100	Čeká na vyřízení		Ø	
	Zablokovat	Provozovny	×		Potvrzovací aby volbu	okno vybídne uživatele, potvrdil. Klikněte na



NASTAVENÍ – OBNOVENÍ ZABLOKOVANÉ PROVOZOVNY

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků

Zablokovaná Provozovna může být obnovena. Tím budou požadavky na NSOL opět přijímány. Domů > Provozovny

Pro obnovení zablokované Provozovny klikněte na ikonu y vedle příslušné Provozovny.

Provozovny						
Přidat						💠 Všechny 🗸
ID Provozovny	SÚKL kód Provozo	ovny	Adresa	Stav	# Zařízení	Akce
				Všechny 🗸		
8afd8025-34e0-432e-9c39-831eb	123456789011		Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00	Aktivní	1	1
e5efbd37-a801-4dee-a6ae-844f5d	255522		Li pedžiluš 24, Praha, 14000	Ζασιοκονατιο		000
a1f52a10-8a8e-462e-a161-9273cc	7777776	5	OK, Praha 11, 190 00	Aktivní	3	al 🖉
1409836d-6124-4565-bf17-ac3d4	99999999	5	TEST, Praha 8, 18100	Čeká na vyřízení		Ø
	Obnovit Provo	zovnu		×		





NASTAVENÍ – ZRUŠENÍ PROVOZOVNY

V některých případech může být potřeba Provozovnu vymazat, např. pokud je lékárna v daném místě uzavřena, nebo pokud v daném místě již neprobíhají žádné operace s Léčivými přípravky.

Pro zrušení Provozovny klikněte na ikonu popelnice vedle Provozovny, která má být odstraněna.

Domů > Provozovny

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků

				🕸 Všechny 🗸
SÚKL kód Provozovny	Adresa	Stav	# Zařízení	Akce
		Všechny 🗸		
123456789011	Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00	Aktivní	1	1
255522	U padělků 21, Praha, 14000	Zablokováno	1	C 🕽 🐛
77777776	OK, Praha 11, 190 00	Aktivní	3	1
99999999	TEST, Praha 8, 18100	Čeká na vyřízení		D
	SÚKL kód Provozovny 123456789011 255522 77777776 99999999	SÚKL kód Provozovny Adresa 123456789011 Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 255522 U padělků 21, Praha, 14000 7777776 OK, Praha 11, 190 00 99999999 TEST, Praha 8, 18100	SÚKL kód ProvozovnyAdresaStav123456789011Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00Všechny •1255522U padělků 21, Praha, 14000Zablokováno7777776OK, Praha 11, 190 00Aktivní9999999TEST, Praha 8, 18100Čeká na vyřízení	SÚKL kód Provozovny Adresa Stav # Zařízení I Všechny • I 123456789011 Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 Aktivní 1 255522 U padělků 21, Praha, 14000 Zablokováno 1 7777776 OK, Praha 11, 190 00 Aktivní 3 99999999 TEST, Praha 8, 18100 Čeká na vyřízení I

Objeví se dialogové okno, které informuje o počtu zařízení, která jsou v dané provozovně zahrnuta. Aby nedošlo k nechtěnému smazání, **je nutné zadat přesný název Provozovny.**

Národní organizace

pro ověřování pravosti léčiv



UPOZORNÍ: Pokud bude Provozovna zrušena, nepůjde provést reaktivaci vyřazených balení, protože ID provozovny bude trvale deaktivováno. Používejte tedy s opatrností.

NASTAVENÍ – ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ

			255522		×
Pro zrušení Zařízení klikněte	ID Provozovny	e5efbd37-a801-4dee-a6ae-844f5daco	4f6		
zařízení, které má být	* SÚKL kód Provozovny	255522			
odstraněno.	Adresa	U padělků 21			
前	Obec	Praha			
шш	* PSČ	14000			
	Seznam Zařízení				
	Přidat				🕸 Všechny 👻
	ID Zařízení	ID klienta	Role klienta	Stav	Akce
			Všechny ▼	Všechny 🕶	
	Terminál	3d35263c-2cc7-4f71-bb4d-bb850a1e0253	Plný přístup	Aktivní	2 🖹 🛇
	Zarizeni 1	db3f8d28-bf61-45e5-866b-f983449fe198	Plný přístup Testovací Role 2	Aktivní	





ROLE UŽIVATELE – HLAVNÍ



- "Report" umožňuje uživateli generovat a spravovat sestavy. Vztahují se pro každou sestavu jednotlivě.
- "Balení" umožňuje ověřovat balení a provádět nad nimi transakce.
- "Provozovny" Umožňuje vytvářet a editovat provozovny dané organizace.



Název role nebo její popis lze změnit úpravou textu v polích "*Název role"* nebo "Popis" a změnu potvrdit tlačítkem "Aktualizovat".

Ve výchozím nastavení jsou nové role vytvářeny bez oprávnění. Klikem na posuvník dané oprávnění aktivujete (udělíte) nebo deaktivujete (odvoláte).

ROLE UŽIVATELE – PŘIDÁNÍ

			Přidat	roli Uživatele	 ×]	<u>Přidání</u>	
-	* Název Role Popis	T	EST1 estovací role Přidat	Zaužít			Zadejte název Vytvoření nové r po kliknutí na tlač se dialog uzavře navrácen zpět na ,Role klienta'. I přidána.	a popis Role. ole je potvrzeno lítko "Přidat", kdy a uživatel je a hlavní stránku Nová role byla
Domů → Role	uživatele	مىرىخىردەر اختىرىدە	e žísves dzů	Role Uživatele 'TEST1' byla úspěšně vytvořena. 🗙	 		Při pokusu o přidá názvem, jako má j zobrazí upozorněr	ní Role se stejným iná již existující, se ní.
Role uživa		overovani lecivych	рпргачки			Přidat roli Uživatele		×
Přida	at				* Název Role	TEST1		
* Název Role	2	TEST1		Aktualizovat	Popis	test		
Popis		testovací role		Zrušit	Již existuje Role s tímto jméne	em.		
Kateg Všech	gorie Iny ▼	Právo	Por	ois Přířazeno Všechny ▼		Přidat Zavi	ít	

Po úspěšném vytvoření nové role se na hlavní stránce rolí krátce zobrazí potvrzovací zpráva.



ROLE UŽIVATELE – AKTUALIZACE A VRÁCENÍ

Název 'Role' nebo 'Popis', u kterých došlo ke změně.

Role uživatele					
Přidat					
* Role	TEST1		~	Aktualizovat	
* Název Role	TEST1 - úprava			Vrácení	+
Popis	testovací role			Zrušit	
Kategorie	Právo	Popis		Přiřazeno	
Všechny 🕶				Všechny 🕶	
Balení	Označeno jako Vydané	Umožňuje označit jedno nebo více balení jako Vydaná			
Balení	Označeno jako Vzorek	Umožňuje označit jedno nebo více balení jako Vzorek			
Balení	Označeno jako Zničené	Umožňuje označit jedno nebo více balení jako Zničená		×	

<u>Aktualizace</u>

tlačítko kliknutí Po na "Aktualizovat" zobrazí se dialogové okno "Aktualizovat *Roli".* Kliknutím tlačítko na "Aktualizovat" potvrdíte uložení provedených změn. Při volbě "Zavřít" se okno zavře bez toho, aby byly změny uloženy.

	Aktualizovat Roli uživatele	\times
Oprávněn Chcete akt	í přidružená k roli budou změněna a budou použita pro všechny uživatele přidružené k ro ualizovat Roli uživatele TEST1 ?	li.
	Aktualizovat Zavřít	

Mohou se objevit různá dialogová okna Aktualizovat Roli v závislosti na tom, zda byla provedena změna v oprávněních, či nikoli.

<u>Vrácení</u>

Pokud se změní oprávnění (je uděleno / odvoláno) nebo se upraví popis, tlačítka *"Vrácení"* a *"Aktualizovat"* se stanou aktivními a lze je využít. Po kliknutí na tlačítko *"Vrácení"* je zobrazeno dialogové okno, ve kterém lze pomocí tlačítka *"Vrácení"* provést obnovu provedených změn.

	Vrá	cení	×
Chcete vrátit provede	né změny?		
	Vrácení	Zavřít	



Po uložení změn za pomoci tlačítka *"Aktualizovat"* se krátce zobrazí potvrzovací zpráva.

Tlačítka *"Aktualizovat"* a *"Vrácení"* jsou aktivní pouze v případě, že daná role byla upravována.

Nová Role nemá ve výchozím nastavení žádná oprávnění. Ve sloupci "Přiřazeno" lze kliknutím na přepínač přidělit/odebrat jednotlivá oprávnění.

ROLE UŽIVATELE – ZRUŠIT





ROLE KLIENTA – HLAVNÍ



Existují dvě kategorie oprávnění:

- *"Report"* umožňuje definovaným rolím uživatelů generovat a spravovat sestavy. Vztahuje se na každou sestavu jednotlivě.
- "Balení" umožňuje ověřovat balení a provádět nad nimi transakce.



Národní organizace

pro ověřování pravosti léčiv Název role nebo její popis lze změnit úpravou textu v polích *"Název role"* nebo *"Popis"* a změnu potvrdit tlačítkem *"Aktualizovat"*. Klikem na posuvník dané oprávnění aktivujete (udělíte) nebo deaktivujete (odvoláte).

ROLE KLIENTA – PŘIDÁNÍ

	Přidat Roli	× Zadejte název a popis Role. Vytvoře nové Role je potvrzeno po kliku
* Název Role	Testovací Role 1	tlačítko <i>"Přidat",</i> kdy se dialog uzav a uživatel je navrácen zpět na hlav
Popis	Popis testovací role	stránku Role klienta. Nová role by přidána.
	Přidat	Při pokusu o přidání Role s stejným názvem, jako má jiná ji

Přidání

existujici se zobrazi upozorneni.

oomů 🔸 Role klienta			Role 'Testovací Role ABC' byla ús	pěšně vytvořena.
Správa portálu pr	o ověřování léčivých přípravků			
Role klienta				
Přidat				
* Role	Testovací Role ABC		v	Aktualizovat
* Název Role	Testovací Role ABC			Vrácení
Popis				Zrušit
Kategorie	Právo	Popis		Přiřazeno
Všechny 🗸				Všechny 🗸

	Přidat Roli	×
* Název Role	Testovací Role 1	
Popis	TR1	
Již existuje Role s tímto j	ménem.	
	Přidat Zavřít	

Po úspěšném vytvoření nové Role se na hlavní stránce rolí klienta krátce zobrazí potvrzovací zpráva.



ROLE KLIENTA – AKTUALIZACE A VRÁCENÍ



Aktualizace

Po kliknutí na tlačítko "Aktualizovat" se zobrazí dialogové okno Roli". "Aktualizovat tlačítko Kliknutím na "Aktualizovat" potvrdíte uložení provedených změn, při volbě "Zavřít" se okno zavře bez toho aby byly změny uloženy.



Mohou se objevit různá dialogová okna Aktualizovat Roli v závislosti na tom, zda byla provedena změna v oprávněních, či nikoli. Pokud byla v oprávněních provedena změna, v dialogovém okně se zobrazí ID klientů, kterých se změna dotkne.

Národní organizace pro ověřování

pravosti léčiv

Pokud se změna týkala pouze názvu a/nebo popisu role klienta, dialog nebude zmiňovat ID klienta.

Vrácení

Pokud se změní oprávnění (je uděleno/odvoláno) nebo se upraví popis, tlačítka "Vrácení" a "Aktualizovat" se stanou aktivními a lze je využít. Po kliknutí na tlačítko "Vrácení" je zobrazeno dialogové okno v kterém lze přes "Vrácení" provést obnovu provedených změn.

	Vrác	cení	×
Chcete vrátit provede	né změny?		
	Vrácení	Zavřít	

Tlačítka "Aktualizovat" a *..Vrácení"* jsou aktivní pouze v případě, že daná Role byla upravována.

Nová Role nemá ve nastavení žádná oprávnění. Ve sloupci "Přiřazeno" lze kliknutím na přepínač iednotlivá oprávnění.

Zavřít

ROLE KLIENTA – ZRUŠIT





OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – HLAVNÍ



***** Národní organizace ***** pro ověřování ***** pravosti léčiv tajným klíčem.

OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – PŘIDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ





Po potvrzeni se v následujícím okně zobrazí ID klienta a jeho tajný klič. Je nutně si tyto údaje zaznamenat, protože se zobrazí pouze jednou. Doporučujeme tyto údaje zkopírovat do textového souboru pro budoucí použití.

OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – EDITACE OPRÁVNĚNÍ





OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – ZRUŠENÍ OPRÁVNĚNÍ

Domů 🔸 Oprávnění klienta

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků





OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – VYTVOŘENÍ SEKUNDÁRNÍHO TAJNÉHO KLÍČE

Domů > Oprávnění klienta Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků 1. Kliknutím na ikonu plus se zobrazí dialogové okno "Vytvořit sekundární Tajný kód". Sekundární tajný klíč je možné přidat pouze pro oprávnění s primárním tajným Přidat nové Oprávnění klíčem. Název Oprávnění Role klienta Aktivity klienta Všechny -21. 10. 2024 - Primární 26 1 Oprávnění 1. 0463ce49-e77b-4c31-8... Plný přístup 🚯 21. 10. 2024 8:49:17 21. 10. 2024 - Sekundární 0120 Vytvořit sekundární Tajný kód - Oprávnění 2. \times 21. 10. 2024 - Primární C. 1 Oprávnění 2. dd95dddf-c473-415f-9c... Plný přístup 🕄 21. 10. 2024 8:50:46 0 1 2 6 21. 10. 2024 - Sekundární Pro ověření klienta bude vytvořen sekundární tajný klíč. Chcete pokračovat? 21. 10. 2024 - Primární 020 1 Oprávnění 3. fd8f9bcf-a8c2-4fce-955... Plný přístup 🕄 21, 10, 2024 10:54:49 1 21. 1(. 2024 - Primární 026 Oprávnění 4. 2536ece3-cd6d-4620-9... Plný přístup (3) 21. 10. 2024 12:04:03 Zavřít Přidat 21. 0. 2024 - Primární 020 1 Oprávnění 5. d6458fee-e678-4ff2-a4... Plný přístup 🕄 21. 10. 2024 12:23:57 2. Vytvoření sekundárního tajného klíče je nutné potvrdit Sekundární Oprávnění Klienta pomocí tlačítka "Přidat". V následném okně se zobrazí Tyto přihlašovací údaje se objeví na obrazovce jen jednou! Pozorně je ZKOPÍRUJTE, abyste mohli 3. Po zavření okna s detaily o tajném klíči je do seznamu podrobnosti o oprávnění. nakonfigurovat váš klientský systém! oprávnění přidán časový údaj o vytvoření tohoto Název Oprávnění Oprávnění 2. ID klienta je stejné jako u primárního tajného klíče. nového primárního tajného klíče. ID klienta c, dd95dddf-c473-415f-9ce6-9aa97ad57b60 Tajný klíč se zobrazí pouze jednou proto je nutné si ho Fajný klíč uživatele 12618f90-ba4d-4c49-8ea4-92b7234ca7c1 zaznamenat. Zavřít Národní organizace pro ověřování

pravosti léčiv

OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – OBNOVENÍ PRIMÁRNÍHO TAJNÉHO KLÍČE

Domů > Oprávnění klienta

Přidat pová Oprávnění

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků

pro ověřování pravosti léčiv

Název Oprávnění	ID klienta	Role klienta	Datum nři	dání (LITC)	Aktivity klie	nta Tainé kódy	
		Všechny -		uum (orc)			_
Dprávnění 1.	0463ce49-e77b-4c31-8	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 8:	49:17	/	21. 10. 2024 - Primární 21. 10. 2024 - Sekundární	
)právnění 2.	dd95dddf-c473-415f-9c	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 8:	50:46	1	21. 10. 2024 - Primární 21. 10. 2024 - Sekundární	20 0 1 20
Oprávnění 3.	fd8f9bcf-a8c2-4fce-955	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 10):54:49	D	21. 10. 20 .4 - Primární	020
Oprávnění 4.	2536ece3-cd6d-4620-9	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 12	2:04:03	Ø	21. 10. / 024 - Primární	020
Oprávnění 5.	d6458fee-e678-4ff2-a4	Plný přístup	21. 10. 2024 12	2:23:57	Ø	21. 10/2024 - Primární	020
					Obn	ovení primárních Oprávnění Kliei	nta
4. Po zavření o	kna s detaily o taj	ném klíči je do se	eznamu	Tyto přihlašova nakonfigurovat	ací údaje se objev t váš klientský sy	ví na obrazovce jen jednou! Pozorně je ZKC stém!	DPÍRUJTE, abyste mohli
opravneni pi	ridan casovy udaj	o vytvorení toho	to	Název Oprávn	ění Op	rávnění 1.	
noveno primarniho tajneho klice.				ID klienta 0463ce49-e77b-4c31-815f-256746997c98			
				1			

1. Kliknutím na ikonu dvou šipek se zobrazí dialogové okno pro obnovení primárního tajného klíče.

	Obnovení Primárního Tajného kódu - Oprávnění 1. $ imes$
Bude vygen tajného kód	erován nový tajný kód, který nahradí stávající. Ověřování prováděné pomocí stávajícího u již nebude úspěšné. Chcete pokračovať?
	Obnovení Zavřít
2.	Kliknutím na tlačítko <i>"Obnovení"</i> potvrdíte vygenerování nového primárního tajného klíče. Po vygenerovaní nového tajného klíče již nebude možné starý tajný klíč nikdy použít.
3.	Po potvrzení se v následujícím okně zobrazí ID klienta a jeho tajný klíč. Je nutné si tyto údaje zaznamenat, protože se zobrazí pouze jednou. Doporučujeme, tyto údaje zkopírovat do textového souboru pro budoucí použití.

OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – OBNOVENÍ SEKUNDÁRNÍHO TAJNÉHO KLÍČE

Domů > Oprávnění klienta

Přidat nové Oprávnění

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků

Název Oprávnění	ID klienta	Role klienta	Datum přidání (UTC)	Aktivity klienta	Tajné kódy	
		Všechny 🗸				
Oprávnění 1.	0463ce49-e77b-4c31-8	Plný přístup 3	21. 10. 2024 8:49:17	1	21. 10. 2024 - Primární 21. 10. 2024 - Sekundární	
Oprávnění 2.	dd95dddf-c473-415f-9c	Plný přístup 3	21. 10. 2024 8:50:46	1	21. 10. 2024 - Primární 21. 10. 2024 - Sekundární	2 0 0 ∎ 2 0
Oprávnění 3.	fd8f9bcf-a8c2-4fce-955	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 10:54:49	1	21. 10. 2024 - rimární	020
Oprávnění 4.	2536ece3-cd6d-4620-9	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 12:04:03	Ø	21. 10. 202 + - Primární	020
Oprávnění 5.	d6458fee-e678-4ff2-a4	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 12:23:57	Ø	21. 10. ₋ 024 - Primární	020
4. Po zavření c	okna s detailv o tai	ném klíči ie do se	znamu	Tyto přihlašovací údaje :	Obnovení sekundárních Opr se objeví na obrazovce jen jednou! P tský systém!	r <mark>ávnění Klienta</mark> ozorně je ZKOPÍRUJTE, abyste m
oprávnění p	řidán časový údaj	o vytvoření toho	to	Název Oprávnění	Oprávnění 1.	
nového seki	undárního tajného	o klíče.		ID klienta 0463ce49-e77b-4c31-815f-256746997c98		
				Tajný klíč uživatele	86b1a5f6-4a9b-4a0f-9f8a-1756f	3c4b03b
**	* _* Národní	organizace			Zavřít	
*	★ pro ověi ★* pravosti	rování i léčiv			(2)	

1. Kliknutím na ikonu dvou šipek se zobrazí dialogové okno pro obnovení sekundárního tajného klíče.

		Obnovení Sekundárního Tajného kódu - Oprávnění 1. $ imes$
Buo tajr	de vygene ného kódu	rován nový tajný kód, který nahradí stávající. Ověřování prováděné pomocí stávajícího J již nebude úspěšné. Chcete pokračovat?
		Obnovení Zavřít
×	2.	Kliknutím na tlačítko <i>"Obnovení"</i> potvrdíte vygenerování nového sekundárního tajného klíče. Po vygenerovaní nového tajného klíče již nebude možné starý tajný klíč nikdy použít.
	3.	Po potvrzení se v následujícím okně zobrazí ID klienta a jeho tajný klíč. Je nutné si tyto údaje zaznamenat, protože se zobrazí pouze jednou. Doporučujeme, tyto údaje zkopírovat do textového souboru pro budoucí použití.

OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – VÝMĚNA TAJNÉHO KLÍČE





OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – ZRUŠENÍ SEKUNDÁRNÍHO TAJNÉHO KLÍČE





OPRÁVNĚNÍ KLIENTA – INFORMACE

Domů > Oprávnění klienta

Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků

Přidat nové Oprávnění					
Název Oprávnění	ID klienta	Role klienta	Datum přidání (UTC)	Aktivity klienta	a Tajné kódy
		Všechny 🕶			6
Oprávnění 1.	0463ce49-e77b-4c31-8	Plný přístup 🜖	21. 10. 2024 8:49:17	1	21. 10. 2024 - Primární 21. 10. 2024 - Sekundární
Oprávnění 2.	dd95dddf-c473-415f-9c	Plný přístup 🜖	21. 10. 2024 8:50:46	/	21. 10. 2024 - Primární 21. 10. 2024 - Sekundární
Oprávnění 3.	fd8f9bcf-a8c2-4fce-955	Plný přístup 🜖	21. 10. 2024 10:54:49	1	21. 10. 2024 - Primární
Oprávnění 4.	2536ece3-cd6d-4620-9	Plný přístup 🜖	21. 10. 2024 12:04:03	1	21. 10. 2024 - Primární
Oprávnění 5.	d6458fee-e678-4ff2-a4	Plný přístup 🚯	21. 10. 2024 12:23:57	e 🖉	21. 10. 2024 - Primární
	Prim	ární klientské	Oprávnění		×
Název Oprávnění	Oprávněn	í 5.			
ID klienta	d6458fee-	•e678-4ff2-a4e8-b	572df47b3bc		
Tajný klíč uživatelo	e c05***				
Datum vytvoření (UTC)	21. 10. 20	24 12:23:57			
Datum aktualizace	21. 10. 20	24 12:23:57			
(UTC)					
		Zavřít			



Portál správce má možnost generovat sestavy pro uživatele s dostatečnými právy k účtu. Uživatel s následujícím oprávněním uvidí po přihlášení nabídku 'Reporty'.

Požadavek na report:

1) Uživatel si kliknutím na tlačítko *"Požadavek na nový report"* zobrazí vyskakovací okno se seznamem typů sestav, které má uživatel k dispozici.

 Reporty je možné filtrovat podle kategorie, typu a popisu sestavy. Kliknutím kdekoli na zvýrazněný řádek zvolíte sestavu. Uživatel může stisknutím tlačítka *"Zavřít"* žádost ukončit.

	Poža	adavek na nový report
Kategorie	Report	Popis
Všechny 🕶		
Auditní stopa	EU1 - Změny stavu balení	Počty všech úspěšných změn stavu balení, uskutečněných během daného období na dané Prov
Auditní stopa	EU2 -Transakce	Seznam všech transakcí, týkajících se balení, uskutečněných v dané Organizaci nebo v dané Pro
Investigace	EU3 - Vratky balení	Seznam balení, označených jako podezřelá, pro dané místo a období.
Investigace	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele	Přehled všechny kontrolních bodů, zaznamenaných lokální Organizací nebo Provozovnou konc
nvestigace	EUS - Auditní stopa balení pro koncového uživatele	Seznam všech konntrolních bodů, zaznamenaných lokální Organizací nebo Provozovnou konco
Investigace	EU6 - Přehled o balení pro koncového uživatele	Při zadání jedinečného kódu vráceného balení obsahuje zpráva seznam všech auditních bodů, z
Správa	K2 - Katalog produktů	Seznam některých nebo všech produktů v katalogu produktů.
Správa	M6 - Aktivity při administraci Organizace	Poskytuje auditní stopu změn provedených v rámci Organizace.
Zúčastněná strana	Z6 - Smluvní distributoři	Seznam všech smluvních distributorů pro daný produkt



REPORTY – SEZNAM REPORTŮ

Řádek filtru lze použít k vyhledání sestav podle data, kategorie, názvu, typu sestavy, vyžádání a stavu.

	^{Domů →} Reporty Správa portá l	lu pro ově	řování léčiv	ých příprav	/ků		
nů	Reporty				sslední dostupné údaje: 31. 1	10. 2024 7:31:08 UTC	
telé	Pozadavek na novy report Požadované datum (UTC)	Kategorie	Název	Repr	Příští aktualizace dat: 31. 1 Požadr, váno kým	10. 2024 8:06:00 UTC Stav	Akce
zovny		Všechny -				Všechny 🕶	
TY	31. 10. 2024 8:02:56	Auditní stopa	EU1 - Změny stavu	EU1 - Změny stavu	te .user03@centrum.cz	Běží O	
Livatele	31. 10. 2024 7:47:23	Auditní stopa	EU2 -Transakce	EU2 -Transakce	testuser03@centrum.cz	Dokončeno	Q 🕞 🖬 👕
ienta							
nění klienta							
ace dodavatele SW							
t heslo							
a NOOL							
sit se	Předchozí st	ránka	Strana 1 🗘	z 1	10 řádky v	Další stránk	a

"Poslední dostupné datum" zobrazuje časové razítko poslední aktualizace zdroje dat pro sestavu.

"Příští aktualizace dat" zobrazuje čas, kdy budou data příště přijata. 3) Po zadání všech požadovaných parametrů sestavy se v tabulce objeví sestava a její stav. Generování sestavy není okamžité a stav požadavku bude 'Běží' (Probíhá) s ikonou označující, že se sestava generuje. Tato stránka se bude automaticky obnovovat.

4) Po dokončení sestavy je pak možné sestavu stáhnout z filtrovatelné tabulky v jejích dostupných formátech nebo ji smazat.

REPORTY – AKCE

Domů - Reporty Správa portálu pro ověřování léčivých přípravků

Reporty

			D		202445-24-04-1150		1	Odebrat vše
Požadavek na nový repor	t		Pos	Příští aktualizace dat: 31. 10). 2024 15:31:04 UTC). 2024 16:06:00 UTC	🌣 Všechny 🔨		🗸 Požadované datum (UTC)
Požadované datum (UTC)	Kategorie	Název	Report	Požadováno kým	Stav	Akce		✓ Kategorie
	Všechny -				Všechny 🕶			✓ Název
						-		🗸 Report
31. 10. 2024 15:51:28	Auditní stopa	EU2 -Transakce	EU2 -Transakce	testuser03@centrum.cz	Běží O	T		🗸 Požadováno kým
31. 10. 2024 15:40:15	Auditní stopa	EU2 -Transakce	EU2 -Transakce	testuser03@centrum.cz	Dokončeno	Q 🛼 🛿 👕		✓ Stav
31. 10. 2024 15:38:07	Auditní stopa	EU1 - Změny stavu	EU1 - Změny stavu	testuser03@centrum.cz	Dokončeno	Q 💦 💏 👕		✓ Akce
31. 10. 2024 15:37:50	Správa	M6 - Aktivity při ad	M6 - Aktivity při ad	testuser03@centrum.cz	Dokončeno			<u>Seznam Akcí:</u>
31. 10. 2024 15:37:24	Investigace	EU3 - Vratky balení	EU3 - Vratky balení	testuser03@centrum.cz	Dokončeno	Q Res Por		
31. 10. 2024 7:47:23	Auditní stopa	EU2 -Transakce	EU2 -Transakce	testuser03@centrum.cz	Dokončeno	Q 📑 🗴 👕		Q Zobrazit obsah

Když se stav reportu změní na "Dokončeno", lze ho stáhnout v úplném seznamu dostupných formátů.

V některých případech se může stát, že se formát nepodaří zpracovat. V takovém případě bude stav sestavy uveden jako "Neúspěšný", nicméně ne všechny formáty sestavy mohou selhat, a pokud se zobrazí ikona, byl formát úspěšný a lze jej stáhnout.



Reporty, které byly úspěšně vyžádány, se zobrazí ve filtrovatelné tabulce na domovské obrazovce ,Reporty'. Vyžádané sestavy budou vykazovat jeden ze čtyř stavů:

- a) Ve frontě: Report čeká na dávkové zpracování.
- **b) Běží:** Report se vytváří.

c) Dokončeno: Report je připraven ke stažení.

d) Neúspěšný: Odesílání dat se nezdařilo: Jeden nebo více formátů sestavy se nepodařilo vytvořit.

Uživatel může report smazat pomocí ikon zobrazených ve sloupci "Akce".

Upozornění: V průběhu generování reportu není nutné zůstat přihlášený na portálu. Uživatelé se mohou během zpracování sestavy odhlásit a znovu přihlásit.

Zobrazit obsah sestavy (k dispozici pouze pro dokončené sestavy, Spuštěné sestavy s vygenerovaným CSV).

Stáhnout sestavu jako soubor XLS.

Stáhnout sestavu jako soubor CSV.

- Stáhnout report jako soubor PDF.
- Smazat report (všechny reporty starší 60 dnů budou automaticky smazány)

UPOZORNĚNÍ: Reporty, které byly úspěšně vyžádány, si může prohlédnout každý uživatel, který má ke svému uživatelskému účtu přiřazena práva na daný report.

x

REPORTY – NÁHLED OBSAHU REPORTU (1)

Odebrat vše

Banart	Záblaví									
Typ reportu M6 - Aktivity při adn	ninistraci Organizace									D transakce
Název reportu. M6 - Aktivity při adn Požadované datum (UTC) 01 11 2024 11:50:0	ninistraci Organizace 5									🔽 Datum & Čas (UTC)
Datum zahájení (UTC) 01.11.2024 0:00:00 Datum konce (UTC) -	-			M6 - Aktivity při administraci Organizace					×	
ID organizace 107										V Ozivatel
Hazer Organizate HOOL_1201 ID Provozati V 09633656-3367-4d1 SUML Ind Drawszerie 100910	16-b72a-db3e80f15e4a								🔦 🔹 Všechny 🗸 👘	🗸 Vytvořil
ID klienta ea42365d-bce6-409	96-b3de-24d1ee2d52ee				M6 - Aktivity p	ři administraci Organiza	ace			Vázev události
						0				
		Název r	reportu.		M6 - Aktivity p	ři administraci Organiza	ace			Detaily
V této části jsou uvedeny stejné ir	nformace jako v	Požado	vané datum (UTC)		2024 11 0171	2,21,57 9677				
záhlaví sestavy - parametry požac	lavku, pomocí	. orado	tone adtain (o re)		2024-11-0111	2.31.37.8072				Sloupce lze odebírat
kterých byla sestava vygenerován		Datum	zahájení (UTC)		2024-09-01T0	0:00:00.000Z				nebo přidávat
Kteryen byla sestava vygenerovan	ia.									pomocí nastavení
		Datum	konce (UTC)		2024-11-01T0	0:00:00.000Z				filtru Tato funkce se
		ID orga	nizace		107					
Množství načtených dat										
, (záznamů) je kontrolováno. Na		Název (Organizace		NOOL_TEST					sestavy, nikoli na
		ID Prov	070VDV		00633656-336	7-4d16-b72a-db3e80f1	50/3			sestavu. Různé karty
			,		09033030-336		5040			(představující různé
zaznamu. V pripade, ze je		SÚKL k	ód Provozovny		190019	_				části sestavy) budou
záznamů více zobrazí tlačítko		M6 - Aktivity př	fi administraci Organizace		>	<				mít různou sodu
"Načíst další záznamy". Po	ID klienta .				0					
každém kliknutí se načte dalších	ID transakce Datum & Cas (UTC)	Uživatel	Vytvořil	Název události	Detaily	Uživatel	Vvtvořil	Název události	Detaily	sloupcu.
10 000 záznamů, maximálně	5f969e29-fe91-4d6e-bcca-402566i 2024-10-24T13:52:17.511Z	Organisation	testuser03@centrum.cz Location	Added Loc	ation ID: 09633656-33e7-4d16- ation Name: 190019					
				Cur	rrent Locations in organisation:					
	59948b2a-dd5d-4b03-9913-39709 2024-10-24114:01:04.317Z	Organisation	testuser03@centrum.cz Location	Updated Loc Loc Old	ation ID: 09633656-33e7-4d16- ation Name: 190019 I Location Address: 19000	rganisation	testuser03@centrum.cz	Location Added	Location ID: 09633656-33e7-4d16-	
zpomalení prohlížeče a	d2172691-ac01-484d-bad4-96cd5 2024-10-24T14:04:43.669Z	NMVO	Location	Approved Loc	ation ID: 09633656-33e7-4d16-		Zavřít			
problémům s výkonem.				Loc	itimacy Information: Test Nool		Zuvin			
	b399b9a6-4da0-4839-b8d7-fa5821_2024-10-24T14:16:11.159Z	Organisation	testuser03@centrum.cz Client Ad	dded Loc Loc Clie	ation ID: 09633656 20 4d16- ation Name: 190019 ent ID: ea42365d-bce6-4096-b3					
				Clie Cur	ent Roles: Full Access rrent Active/Suspended clients	Re	port se sbalenou čás	stí záhlaví reportu	. Tato konkrétní sestava	a (Činnost
						spr	rávy organizace) ner	ná datové sekce.	proto nemá záložky.	
	Předchozí stránka	Strana 1 🗘 z 1	100 řádky v	Dalš	lí stránka		,			
			Zavřír			1143	vatal můža pracház	ot víco strápok -á	znamů v závielosti na to	m kolik záznamů
			ALMENT N							////, KUIIK ZdZIIdIIIU //
*** Národní o	rganizace					byl	o nacteno, pomoci v	volby "Dalsi strånl	ka", "Predchozi stránka'	•



REPORTY – ZMĚNY STAVU BALENÍ

Tato sestava poskytuje počet všech úspěšných změn stavu balení, uskutečněných během daného období na dané provozovně.

První tabulka v této zprávě obsahuje podrobnosti o parametrech zadaných nebo vybraných zadavatelem reportu před jejím vygenerováním. – Výstup sestavy je založen na těchto informacích.

Report - Záhlaví						
Typ reportu	EU1 - Změny stavu balení					
Název reportu.	EU1 - Změny stavu balení					
Datum zahájení (UTC)	05.10.2024 10:41:58					
Datum konce (UTC)	05.11.2024 10:41:58					
ID Provozovny klienta	-					

Pole 'ID provozovny' je nepovinné, ale pokud je uživatel spojen pouze s jedním umístěním, pole se v dialogovém okně žádosti nezobrazí a umístění uživatele se použije implicitně. Pokud je User (Uživatel) spojen s více než jedním umístěním nebo je uživatelem organizace (bez přiřazené provozovny), bude rozevírací seznam pro výběr vyplněn pouze umístěními, ke kterým má mít uživatel přístup.





Podrobnosti reportu						
Stav balení	Počet					
Active	9					
Destroyed	1					
Exported	2					
FreeSample	2					
Locked	1					
Sample	2					
Supplied	2					

Datum ukončení musí být do 31 dnů od data zahájení.

Pro tuto lokalitu je požadována zpráva. Vygenerovanou zprávu může vidět každý uživatel, který má přiřazenou stejnou lokalitu, nebo uživatel na úrovni organizace (bez nastavených lokalit). Rozbalovací seznam vedle pole "Location Id" (Id umístění) obsahuje všechna umístění pro místní organizaci a může pomoci při výběru / nastavení správného Id umístění.

Pokud je aktér požadující sestavu uživatelem lokality, bude seznam ID lokalit omezen na jeho přidružené lokality (nebo se filtr nezadává, pokud je aktér přidružen pouze k 1 lokalitě).

REPORTY – TRANSAKCE (1)

Tato sestava poskytuje seznam všech transakcí, týkajících se balení, uskutečněných v dané Organizaci nebo v dané Provozovně Organizace.

ID Provozovny je nepovinné, pokud zůstane nevyplněné, vrátí seznam transakcí pro všechna místa přidružená k organizaci žádajícího klienta. Pokud je ID Provozovny zadáno, může vygenerovanou zprávu vidět každý uživatel, který má přiřazeno stejné umístění, nebo uživatel na úrovni organizace (bez nastavených umístění).

		Poslední dos	tupné údaje: 5. 11. 2024 11:01:05 UTC
		Příští ak	ualizace dat: 5. 11. 2024 11:36:00 UTC
Seznam všech transakcí, týkajících s	e balení, uskutečněných v dané Organizaci nebo v dané Pro	vozovně Organizace.	
* Název reportu.	EU2 -Transakce		
* Datum začátku (UTC)	05. 10. 2024 11:34:58		
* Datum ukončení (UTC)	05. 11. 2024 11:34:58		
ID Provozovny		Zobrazit	~
Zjednodušený pohled			

Zaškrtnutím políčka "Zjednodušený pohled" zahrnete do reportu pouze nejdůležitější vlastnosti. Formáty sestavy jsou CSV, Excel a PDF (pouze zjednodušené). Rozhraní API navíc umí výstup ve formátu JSON.

obsahující všechny provozovny dané organizace. To může e zjednodušené). pomoci při hledání správného ID Provozovny. ON. Pokud je aktér požadující blášení uživatelem Provozovny.

Pokud je aktér požadující hlášení uživatelem Provozovny, bude seznam ID Provozoven omezen na všechny jeho přidružené provozovny.

"ID Provozovny" má přidružené rozbalovací okno



REPORTY – TRANSAKCE (2)

První tabulka v této zprávě obsahuje podrobnosti o parametrech zadaných nebo vybraných zadavatelem reportu před jejím vygenerováním. Výstup sestavy je založen na těchto informacích.

	Report - Záhlaví					
Typ reportu	EU2 -Transakce					
Název reportu.	EU2 -Transakce					
Datum zahájení (UTC)	06.10.2024 14:06:50					
Datum konce (UTC)	06.11.2024 14:06:50					
ID Organizace klienta	107					
Název Organizace klienta	NOOL_TEST					
ID Provozovny klienta	b766e530-87f8-40ba-bc50-4b9bfd0373ec					
Název Provozovny	789456					

Pokud je vzdálený národní systém odpojen od evropského rozbočovače (např. 1. 1. 2025 - Nixit) a je zadán požadavek IMT, který může být splněn pouze tímto systémem, zobrazí se chybový kód A22 a zpráva "Produktový kód nebo číslo šarže je neznámé v národním nebo jiném úložišti, ale byla dříve uložena v úložišti, které je trvale odpojeno. Neopakujte! ". Klientský report transakčního logu ve formátu CSV. Kompletní seznam všech polí najdete na další stránce.

change	Jog 🖾 🔚 new 1 🖂	Transaction Log Client	Report-1.csv 🗵 🔚 Tr	ansaction Log Client R	eport-2.csv 🔀				
1	"Report Type' Organisation	","Report Name"," Name","Client Lo	Start Date (UT cation ID","Cl	C)","End Date ient Location	(UTC)","Client Name"	Organis	sation ID","	Client	â
2	"Transaction Report", "2024 1", "8c950dc4-	Log Client Repor 4-06-14T09:46:11. -4cbb-482c-8877-e	t","Transactic 0002","2024-07 8fbb26bdb66","	n Log Client -15T09:46:11. Test Location	000Z","4","Test 1"	Pharmac	су		l
3									ı
4	"Date and Tir ID", "Transact Scheme", "Prod Code", "Event Name", "Produc Intermarket", Address"	ne (UTC)","Client tion Type","Targe duct Code","Batch Message","Return tt State","Produc ,"Number Of Attem	Location Name t Pack State", Number","Batc ed Pack State" t Withdrawal R pts","Is Bulk"	","Client Loc "Event Name", h Expiry Date ,"Alert ID"," eason","Batch ,"Is Manual",	ation ID","Clier "Transaction Suc ","Serial Number Error Code","Tra State","Recallf "Requested API V	t Equip cessful ","Open insactio leason", Version	pment ID","C l","Product ration on ID","Prod ,"Is ","User-Agen	lient Code uct t","IP	
5	"2024-07-12T Equipment 1 " Verification" available to dispensed.", e","","","Pos	<pre>L5:16:26.4782","T fest","df7fb9e2-4 ","True","GTIN"," be "Active","","","6 stmanRuntime/7.39</pre>	est Location 1 4f5-4313-a616- 25621276724576 f2f15e8-700e-4 .0","80.192.50	","8c950dc4-4 f6e610c0af06" ","batch3","2 3a4-88b7-e3fd .47"	cbb-482c-8877-e8 ,"Verify","","su 41018","sn1","11 dc0e8399","","",	fbb26b0 1ccessf1 110100'	db66","Micha ul Pack ","The pack "","false","	el is ","Fals	
б									
									v
lormal te	xt file length : 1,	355 lines : 6	Ln:1 Col:1	Pos:1	Windows	(CR LF)	UTF-8	INS	

	Podrobnosti reportu									
Datum a čas (UTC)	Typ transakce	Cílový stav balení	Úspěšná transakce	Produktové schéma	Kód produktu	Číslo šarže	Datum exspirace šarže	Sériové číslo	Kód operace	Vrácený stav balení
12/07/2024 15:16:26	Verify		True	GTIN	25621276724576	batch3	241018	sn1	11110100	Active
Client Location ID	8c950dc4-4cbb-48	32c-8877-e8fbb26b	db66							
Client Equipment ID	Michael Equipmen	nt 1 Test								
Event Name	Successful Pack V	uccessful Pack Verification								
Event Message	The pack is availa	e pack is available to be dispensed.								
Alert ID										



REPORTY – VRATKY BALENÍ

Tento report poskytuje seznam balení označených jako podezřelé transakce na zvolené provozovně a časové období. Je k dispozici prostřednictvím síťového volání API do NSOL. Sestava obsahuje jedinečný kód vratky balení vygenerovaný pro každou podezřelou transakci a také veškeré údaje o serializaci. Upozorňujeme, že dodané údaje o serializaci jsou potenciálně zfalšované a nemusí být v databázích EMVS.

Sestavu lze použít k získání jedinečných kódů pro vratky balení v případech, kdy uživatel nemohl vytisknout/zapsat tento jedinečný kód vratky balení v době, kdy byl kód vygenerová.

Report - Záhlaví					
Typ reportu	EU3 - Vratky balení				
Název reportu.	EU3 - Vratky balení				
Datum zahájení (UTC)	01.07.2024 13:41:00				
Datum konce (UTC)	31.07.2024 13:41:00				
ID Provozovny klienta	-				

Poznámka: Id lokality je nepovinné, ale pokud je uživatel spojen pouze s jednou lokalitou, v dialogovém okně reportu se nezobrazí lokalita a pro uživatele se použije implicitně. Pokud je ,Uživatel' spojen s více než jednou lokalitou nebo je uživatel přiřazen k organizace (bez přiřazené lokality), bude nabízený seznam pro výběr vyplněn pouze o provozovny, ke kterým má uživatel přístup.

ID Provozovny má přidružené rozbalovací okno obsahující všechny Provozovny zvolené organizaci. To může pomoci při hledání správného Id umístění.



Pokud je aktér požadující report uživatelem lokality, bude seznam ID lokalit omezen na jeho přidružené lokality.





Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv
REPORTY – KATALOG PRODUKTŮ

Tento report obsahuje seznam všech produktů, které jsou v současné době uloženy v katalogu produktů, spolu s údaji o držiteli povolení k uvedení na trh a určených. Je k dispozici prostřednictvím API dotazu do NSOL.

První tabulka v této zprávě obsahuje podrobnosti o parametrech zadaných nebo vybraných zadavatelem reportu před jejím vygenerováním. Výstup sestavy je založen na těchto informacích.

Report - Záhlaví									
Typ reportu	K2 - Katalog produktů								
Název reportu.	K2 - Katalog produktů								
Datum zahájeni & čas (UTC)	01.07.2024 0:00:00								
Kód produktu	-								
Produktové schéma	-								

	K2 - Katalog produktů	
		Poslední dostupné údaje: 5. 11. 2024 14:10:00 UTC
Seznam některých nebo všech pro	oduktů v katalogu produktů.	
* Název reportu.	K2 - Katalog produktů	
Datum začátku (UTC)	DD, MM, YYYY H:mm:ss	
Kód produktu	· · ·	

Produkto	vé schém	na GTIN nebo PP	N Datum a aktualiza	í tavy.	Zpłt Poladiwsk reportu Zavłt					
Produkt hlášení kódová nebyl p	tový kód nebo vše čísla pro rodukt ká	během žádosti o chna platná duktu,pokud ód zadán.	Aktu: N	ální stav lázev – v	v(aktivní/Stažer volné textové po	no ole pro vlas	stníka produkt	tu.		
Produktové	Kód produktu	Datum aktualizace Stav	Název		Podrobnosti reportu	Intenzi	ta produktu	Národní úhradové čís	slo Řád	lek s názvem výrobku, který je popsán v dalších 8 řádcích.
schéma Forma ID držitele registrace (MAH ID) Název držitele registrace (MAH)	SUSPENSION FOI	R INJECTION				balení onu				Farmaceutická forma výrobku
Adresa držitele egistrace MAH Obec PSČ držitele registrace Země držitele registrace Údaje o distributorovi	An der Goldgrube Mainz 55131 DE Wholesaler Name: Wholesaler Name:	12 Pfizer Ireland Pharmaceuticals (PII PFIZER SERVICE CO BVBA. Who	P-NonMFG (DE)), Whole	reler Address 1: r Tau, side 5. W	An der Tagweide 5, Wholesaler /holesaler Town: Karlsruhe. Who	Town: Karlsruhe, Whol	esaler Postcode: 76139, Who 9. Wholesaler Country: DE	olesaler Country: DE		VAH poštovní adresa, směrovací číslo, země
	***	Národní org	ganizace	in ray, will 5, W	Marine Marin	H ID				

REPORTY – SMLUVNÍ DISTRIBUTOŘI

Tento report obsahuje seznam všech smluvních distributorů pro daný produkt. Je k dispozici prostřednictvím síťového volání API (dostupné také prostřednictvím portálu správce).

Legislativa vyžaduje, aby tento report poskytovali klientským systémům (lékárníkům a distributorům). Po zahrnutí dalších požadavků na možnost stahování údajů o léčivých přípravcích je však tento požadavek nyní nadbytečný. Klientské systémy mohou podávat programové požadavky na získání seznamu smluvních distributorů pro jeden kód výrobku nebo seznam kódů výrobků. Kromě toho mohou programově požadovat sestavu, která tyto informace poskytne pro každý produkt v katalogu NSOL.

První tabulka v této zprávě obsahuje podrobnosti o parametrech zadaných nebo vybraných zadavatelem reportu před jejím vygenerováním. Výstup sestavy je založen na těchto informacích.

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.

	Z	6 - Smluvní distributoř	ï	
			Poslední dostupné údaje: 5. 11. 2	2024 15:20:00 UTC
Seznam všech smluvních d	listributorů pro daný produkt			
* Název reportu.	Z6 - Smluvní distributo	ři		
* Kód produktu	GTIN			

Report - Záhlaví									
Typ reportu	Z6 - Smluvní distributoři								
Název reportu.	Z6 - Smluvní distributoři								
Datum & Čas (UTC)	05.11.2024 15:29:05								
Produktové schéma	GTIN								
Kód produktu	00012345678905								

Unikátní ID

distributora. Přiděluje

e při zařazení do systému EMVS.		Jméno o	listributora	Adresa o	distributora	Adresa di	stributora	Obec	Poštovní sr číslo	měrovací z	emě distributora
1	1										
					Podrobi	nosti reportu					
ID		Název		1. řádek ad	resy	2. řádek adresy		Obec	P	sč	Kód země
		Loxxess Pha	rma GmbH-DE	Oberheising	er Str. 11			Neutraubling	g 93	3073	XY



REPORTY – PŘEHLED O ŠARŽI (ÚPLNÝ)

Tento report podrobně popisuje každý bod auditu provedený transakcemi souvisejícími s konkrétní jedinečným ID produktu a šarže, které provedla žádající organizace. Lze ji filtrovat tak, aby poskytovala pouze transakce podle konkrétní Provozovny v rámci organizace. Obsah sestavy vychází ze stávající sestavy Klientský transakcí bez časového omezení, ale je zaměřen na konkrétní produkt a šarži zadanou koncovým uživatelem.

Formáty sestav, které jsou k dispozici ke stažení, jsou CSV a Excel.

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.

	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele	\times	<
	Poslední dostupné údaje: 5. 11. 2024 15:31	1:39 UTC	
	Příští aktualizace dat: 5. 11. 2024 16:00	6:00 UTC	
řehled všechny kontrolních t elou dobu jeho životnosti.	odů, zaznamenaných lokální Organizací nebo Provozovnou koncového uživatele, které se týkají dané šarže pro	oduktu po	
Název reportu.	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele		
Kód produktu	GTIN V Kód produktu nemůže být prázdný.		
Číslo šarže			
Provozovny	Zobrazit		
ednodušený pohled			
	Zpět Požadavek reportu Zavřít		
		Ú	plný report se
		ne	ení zvolen "Zie

Ukázka záhlaví reportu – formát Excel

	A	В	
1	Typ reportu	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele	Ī
2	Název reportu.	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele	Γ
3	Požadované datum (UTC)	2024-11-06T09:34:46.967Z	Γ
4	Produktové schéma	GTIN	Ī
5	Kód produktu	00361958110457	Ī
6	Název produktu	110455 - Common Name 1	Γ
7	ID šarže	ARGSQA004	Γ
8	ID Provozovny	b766e530-87f8-40ba-bc50-4b9bfd0373ec	Γ
9			Γ

Ukázka reportu – formát Excel

Typ transakce	Název události 🛛 🔻	ID transakce	Cílový stav baler 🔻	ID Provozovny klient 🔻	Název Provozovr 🔻	ID Zařízení 🛛 🔻	ID klienta	Požadováná verze API	User-Agent	Sériové číslo	Datum exspirace šarže	 Úspěšná transakce 	Kód operace Zpráva o události 1	Alert ID - jedinečné číslo Výstrahy	Kód chyby	Vrácený stav balení	🔻 Hromadná operace 🔻	Manuální vložení 🛛 🔻	Inter-market	🔻 Počet pokus 🔻
Ověřeno	Balení Ověření Failed	b1af0d2e-4a17-4dd5-b7a1-e2	5 -	7bede95-2121-4b34-90	Location 3		87e0ae05-10ab-4f2a-a3fd-e00438c5ace0		Test agent3.0	Balení 3	25120	DO FALSE	41020009 Identifikátor balení se	XX-MG8-OLN-R4Y-1A2-LEK	A68	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	1



REPORTY – PŘEHLED O ŠARŽI (ZJEDNODUŠENÝ)

Tato sestava podrobně popisuje auditní stopu transakcí spojených s poskytnutým jedinečným kódem (UPRC) pro vrácení balení produktu. Tato (zjednodušená) verze obsahuje pouze nejdůležitější parametry.

Formáty ke stažení PDF, CSV, Excel.

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.

	Poslední dostupné údaje: 6. 11. 2024 10:01:07 UTC	
	Příští aktualizace dat: 6. 11. 2024 10:36:00 UTC	
Přehled všechny kontrolních produktu po celou dobu jeh	oodů, zaznamenaných lokální Organizací nebo Provozovnou koncového uživatele, které se týkají dané šarže životnosti.	
Název reportu.	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele	
Kód produktu	GTIN >	
Číslo šarže		
D Provozovny	Zobrazit V	
Zjednodušený pohled		
		-

Ukázka záhlaví reportu – formát PDF

	Report - Záhlaví									
Typ reportu	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele									
Název reportu.	EU4 - Přehled o šarži pro koncové uživatele									
Požadované datum (UTC)	06.11.2024 9:32:40									
Produktové schéma	GTIN									
Kód produktu	00304690420996									
Název produktu	CRESEMBA 372mg Vial									
ID šarže	LOT2152608									
ID Provozovny	-									

Reporty ve formátu PDF se vytvářejí pouze v případě, že je
 zaškrtnuto políčko "Zjednodušený pohled". Zjednodušená verze sestavy obsahuje pouze nejdůležitější vlastnosti.

Ukázka reportu – formát PDF

Podrobnosti reportu											
Datum a čas (UTC)	Typ transakce	Cílový stav balení	Název Provozovny	Sériové číslo	Kód operace	Alert ID - jedinečné číslo Výstrahy	Kód chyby	Vrácený stav balení	Hromad	Manuáli vložení	Inter- market



REPORTY – AUDITNÍ STOPA BALENÍ (ÚPLNÁ)

Tento report podrobně popisuje auditní stopu transakcí spojenými s konkrétním jedinečným identifikátorem balení, které proveda žádající organizace. Obsah sestavy vychází z auditní stopy bez časového omezení, je zaměřen na konkrétní balení produktu. Ke stažení jsou k dispozici tyto formáty sestavy CSV a Excel.

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.



Pokud je zadán neplatný produktový kód, zobrazí se varovná zpráva "Kód produktu je neplatný", ale report lze stále vyžádat se všemi ostatními požadovanými parametry. Toto pravidlo platí pro zjednodušenou i plnou verzi reportu.

Ukázka záhlaví reportu – formát Excel

A	В
Typ reportu	EU5 - Auditní stopa balení pro koncového uživatele
Název reportu.	EU5 - Auditní stopa balení pro koncového uživatele
Požadované datum (UTC)	2024-11-06T10:27:31.244Z
Produktové schéma	GTIN
Kód produktu	00840164500141
Název produktu	Aerinaze 2.5 mg/120 mg modified-release tablets
Sériové číslo	DHLDECOMP6

Úplný report se vygeneruje v případě, že není zvolen "Zjednodušený pohled".

Ukázka reportu – formát Excel





REPORTY – AUDITNÍ STOPA BALENÍ (ZJEDNODUŠENÁ)

Tento report podrobně popisuje auditní stopu transakcí spojených s konkrétním jedinečným identifikátorem balení, který provedla žádající organizace. Tato (zjednodušená) verze obsahuje pouze nejdůležitější vlastnosti. Formáty ke stažení: PDF, CSV, Excel.

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.

EU5 - Auditní stopa balení pro koncového uživatele			
	Poslední dostupné údaje: 6. 11. 2024 11:02:10 UTC Příšti aktualizace dat: 6. 11. 2024 11:36:00 UTC		
Seznam všech konntrolních bodů, zaznamer	naných lokální Organizací nebo Provozovnou koncového uživatele, které se týkají daného balení po celou dobu jeho životnosti.		
* Název reportu.	EU5 - Auditní stopa balení pro koncového uživatele		
* Kód produktu	GTIN v		
* Sériové číslo			
Zjednodušený pohled			

Ukázka záhlaví reportu – formát PDF

Report - Záhlaví			
Typ reportu	A5 - Auditní záznam balení		
Název reportu.	A5 - Auditní záznam balení		
Produktové schéma	GTIN		
Kód produktu	04260703260927		
Sériové číslo balení	KS94S0T366TCNP		

Report ve formátu PDF se vytvářejí pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko "Zjednodušený pohled". Zjednodušená verze sestavy obsahuje pouze nejdůležitější hodnoty.

Ukázka reportu – formát PDF

Podrobnosti reportu								
Datum a čas (UTC)	Zpracování	Kód události	Číslo šarže	Kategorie	Důležitost			
10.07.2024 6:41:19	PPD		LK8837	PROCESS	INFO			
ID transakce PPDCRQM02478000032024192898ea8a5b55d4a038505a716e3960ee0.YlwdCgNqnZgBH2niJh8lKAvQps=								
Název události PpdNewPackCreated								
Popis události New Pack Created								
Zpráva o události								
	AttemptedOperation: CREATED;							
Podrobnosti o události	InitiatingMessageType: ProductPackDataCreateRequest;							
Fourobnosti o utalosti	Location: 2478;	Location: 2478;						
	Market: EU:							



REPORTY – PŘEHLED O BALENÍ (ÚPLNÝ)

Tato sestava podrobně popisuje auditní stopu související s konkrétní kombinací ID produktu a šarže, které provedla žádající organizace. Lze ji filtrovat tak, aby poskytovala pouze transakce konkrétní provozovny v rámci organizace. Obsah sestavy "Auditní stopa balení pro koncového uživatele" je bez časového omezení a je zaměřena na konkrétní produkt a šarži poskytnutou koncovým uživatelem.

Ke stažení jsou k dispozici tyto formáty sestav: CSV a Excel

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.

EU5 - Auditní stopa balení pro koncového uživate

1212112121212

Zpět

* Název reporti

* Kód produktu

* Sériové číslo Ziednodušený pohlec EU5 - Auditní stopa balení pro koncového uživatele

Pokud je zadán neplatný kód produktu, zobrazí se varovná zpráva "Kód produktu je neplatný",

ale report lze stále vyžádat se všemi ostatními požadovanými parametry. Toto pravidlo platí pro zjednodušenou i plnou verzi reportu.

Úplný report se vygeneruje v případě, že není zvolen "Zjednodušený pohled".

×	>> End • Saved	to thi ~ 🔎 David Joyce D	—	
I	File Hom Inser Page	Form Data Revie View Autor Deve H	elp Team	P &
E) v : × v	fx		~
	А	В	С	D
1	Report Type	End User Pack Audit Trail Report		
2	Report Name	End User Pack Audit Trail Report		
3	Date Requested (UTC)	2024-08-15T04:16:42.392Z		
4	Product Code Scheme	GTIN		
5	Product Code	12062486700107		
6	Product Name	Pack Audit Trail Generated Product 2		
7	Serial Number	sn2		
8				
9				
	< > Report	Header Tran : •	_	•
Re	ady 🗊 🎲 🖓 🛛	isplay Settings 🔠 🗉 — —	- I	

Ukázka reportu – formát Excel

oslední dostupné údaje: 28. 3. 2025 15:01:09 UT

Příští aktualizace dat: 28 3 2025

Zavřít

		-	-	_							
Date and Time	Transaction	Target Pack	Client Location	Operation							
(UTC)	Type	St ate	Name	Code	Event Message	Returned Pack State	Alert ID	Error Code	Is Bulk	Is Manual	is intermarket
2024-08-											
1 47 1 4 40 40 2607											
14114:40:48.2602	Verify	-	Test Location 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active	-	-	FALSE	FALSE	FALSE
2024-08-											
14T14:42:14.385Z	Verify	-	Test Location 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active	-	-	FALSE	FALSE	FALSE
2024-08-											
1 411 4.47.22 0017											
14114.42.33.0012	verity	-	Test Location 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active	-	-	FALSE	FALSE	FALSE
2024-08-											
14T14:43:00.279Z	Verify	-	Test Location 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active	-	-	FALSE	FALSE	FALSE
2024-08-											
14T14-50-53 5107	Verify		Text location 1	11110100	The pack is available to be dimensed	Active			FAISE	FAISE	FAISE
2024.00	. verny	-	rest cocation 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active		-	TALSE	TALSE	18 DE
2024-08-											
14T14:51:05.2672	Verify	-	Test Location 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active	-	-	FALSE	FALSE	FALSE
2024-08-											
14T14:51:07.9372	Verify	-	Test location 1	11110100	The nack is available to be dispensed	Active		-	FAISE	FAISE	FAISE
2024-08-											
2024-00-											
14T14:51:09.7432	Verify	-	Test Location 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active	-	-	FALSE	FALSE	FALSE
					The batch identifier mismatches the recorded batch identifier. The length or format does not						
2024-08-					match what has been uploaded. Possible scanner or software malfunction. An alert has been						
14T14-51-19 9037	Verify	-	Test Location 1	41020007	raised		XX-MEX-307-ZUC-ROH-W81	A68	FALSE	FALSE	FALSE
2024.00											
2024-08-											
14114:51:30.1132	Verify	-	Test Location 1	11110100	The pack is available to be dispensed.	Active	•	-	FALSE	FALSE	FALSE



REPORTY – PŘEHLED O BALENÍ (ZJEDNODUŠENÝ)

Tento report podrobně popisuje auditní stopu transakcí souvisejícími s konkrétní kombinací ID produktu a šarže. Obsah sestavy vychází z existující sestavy "Přehled o balení pro koncové uživatele" bez časových údajů (omezení), ale zaměřuje se na konkrétní produkt a šarži zadanou koncovým uživatelem. Tato zjednodušená verze obsahuje pouze nejdůležitější informace.

Formáty ke stažení: PDF, CSV, Excel.

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.

	EU6 - Přehled o balení pro koncového uživatele	\times
	Poslední dostupné údaje: 6. 11. 2024 15:01:39 UTC	
	Příští aktualizace dat: 6. 11. 2024 15:36:00 UTC	
i zadání jedinečného kódu vrác ovozovnou koncového uživatel	eného balení obsahuje zpráva seznam všech auditních bodů, zaznamenaných lokální Organizací nebo e, které se týkají daného balení produktu po celou dobu jeho životnosti.	
Název reportu.	EU6 - Přehled o balení pro koncového uživatele	
Jedinečný návratový kód alení (UPRC)		
dnodušený pohled		

Ukázka záhlaví reportu – formát PDF

	Report - Záhlaví			
Typ reportu	A9 - Auditní záznam balení			
Název reportu.	A9 - Auditní záznam balení			
Datum & Čas (UTC)	06.11.2024 15:08:23			
Produktové schéma	GTIN			
Kód produktu	07613421047467			
Číslo šarže	NA0949			
Sériové číslo balení	10254477769563			
UPRC	CZ-MJQ-MN5-66H-7UE-LJY			

Úplný report se vygeneruje v případě, že není zvolen "Zjednodušený pohled".

Ukázka reportu – formát PDF

	Podrobnosti reportu						
Datum a čas (UTC)	Zpracování	Kód události	Pokus o operaci	Kategorie	Důležitost		
04.05.2023 9:39:52	PPD		CREATED	PROCESS	INFO		
ID transakce	PPDCRQM0135300004202	231248dc0499af59e4793a3df15b3afcd70ed.	/I+N6Bj4Nzt9gEvmGgEyawDo0	=			
Název události	PpdNewPackCreated						
Popis události New Pack Created							
Zpráva o události							
Podrobnosti o události	Batchld: NA0949; InitiatingMessageType: ProductPackDataCreateRequest; Location: 1353; Market: EU:						
27.10.2024 16:17:53	LocalOrganisationApi	11110100	VERIFIED	PROCESS	INFO		
ID transakce	934c5e2d-2be4-4c46-a821-	-c34331ddb904					
Název události	PackVerificationSuccessful						



REPORTY – AKTIVITY PŘI ADMINISTRACI ORGANIZACE

Tato sestava obsahuje auditní stopu událostí všech operací správy provedených vůči organizaci žadatele o sestavu.

Dialogové okno pro zadání doplňujících informací sestavy.



"Poslední dostupné datum" Uká ukazuje, kdy byly události naposledy přijaty. "Příští aktualizace dat" zobrazuje nejbližší aktualizaci dat.

Report lze filtrovat podle časového rozsahu, provozoven, ke kterým má uživatel přístup, a identifikátorů klientů těchto provozoven.

atum" Ukázka záhlaví reportu – formát PDF

Report - Záhlaví				
Typ reportu	M6 - Aktivity při administraci Organizace			
Název reportu.	M6 - Aktivity při administraci Organizace			
Požadované datum (UTC)	06.11.2024 12:17:14			
Datum zahájení (UTC)	01.10.2024 0:00:00			
Datum konce (UTC)	30.11.2024 0:00:00			
ID organizace	107			
Název Organizace	NOOL_TEST			
ID Provozovny	d2733d49-47e4-45df-b604-4743a90c4d03			
SÚKL kód Provozovny	22334455			
ID klienta	•			

Poznámka: Pokud je uživatel, který žádá o report přiřazen k jedné provozovně, rozbalovací výběr provozovny se v dialogu nezobrazí.

Položka	Popis	Ukázka reportu – formát PDF
Datum & Čas (UTC)	Časové razítko události	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D Transakce	Unikátní identifikátor Transakce	
Uživatel Uživatel, který zmá	Uživatel, který změnu provedl,	Datum & Čas (UTC) Uživatel
M	E-mailová adresa uživatele v rámci organizace, který akci provedl, nebo ID klienta, pokud byla akce provedena prostřednictvím rozhraní API. Pokud akci provedl NOOL	24.10.2024 13:29:36 Organisation 88adf2e9-9c8c-4f Location ID: d2733 Location Name: 22 Location Name: 22
Vytvoril nebo NSOL, zustane toto pole prazdne.	nebo NSOL, zustane toto pole prazone.	Current Locations
Název události	Uživatelsky srozumitelný název události	
Detaily	Toto pole zobrazuje relevantní detaily o provedené akci.	Detaily Location ID: d273 Location Name: 22

	Podrobnosti reportu			
	Datum & Čas (UTC)	Uživatel	Vytvořil	Název události
5	24.10.2024 13:29:36	Organisation	testuser03@centrum.cz	Location Added
	ID termodes	88adf2e9-9c8c-4f13-949c-477 850a86e2		
	Detaily	Location ID: d2733d49-47e4-4 df-b604-4743a90c4d03 Location Name: 22334455 Location Address: 19000		
	24 10 2024 12:24:04	Organisation	alerts@czmvo.cz	Location Decommissioned
	Detaily	Location ID: d2733d49-47e4-45df-b604-4743a90c4d03 Location Name: 22334455 Current Locations in organisation: 0		



PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE

Poznámky k přístupovým údajům

- Organizace může mít více provozoven a každá z nich může mít více zařízení, viz schéma.
- Koncová zařízení v jedné provozovně mají různé názvy, ale stejný název provozovny.
- Při reaktivaci přípravku je podstatná pouze provozovna, nikoliv konkrétní zařízení (tj. přípravek může být reaktivován na kterémkoliv zařízení v dané provozovně).
- Uživatelé musí vzít na vědomí, že každé použití přístupových údajů rovněž znamená potvrzení provozovny, ve které daná operace probíhá.
- Potvrzení provozovny je vyžadováno požadavky na systém pro ověřování pravosti léčiv.
- Jakékoli zkreslení údajů může být ze strany NOOL a příslušných úřadů považováno za zneužití systému.
- Systém NSOL neověřuje uživatele. To je odpovědnost IT systému uživatele. Není implementován žádný mechanizmus, který by umožňoval NSOL informovat o identitě uživatele, nebo jeho rolích a oprávněních. Systém NSOL neukládá žádné údaje, týkající se uživatele.

Zneplatnění přístupových údajů

- Přístupové údaje jsou ověřeny při žádosti o token k přístupu k NSOL.
- Přístupové tokeny představují oprávnění k provedení operace v systému NSOL. Přístupové tokeny jsou obnovovány každých 8 hodin.
- V případě zneplatnění přístupových údajů může dané zařízení přistupovat k systému NSOL až do doby vypršení platnosti přístupového tokenu.
- Po vypršení doby platnosti tokenu nebudou zařízení, využívající zrušená pověření, nadále přijímat odpovědi od CZMVO.
- Pokud dané zařízení potřebuje znovu získat přístup k NSOL, musí být vygenerovány a aplikovány nové přístupové údaje.





Aplikace pro nouzovou verifikaci (EVA) poskytuje podporu kontinuity činnosti v případě, že **klientská aplikace pro FMD nefunguje**. Přístup do aplikace lze provést z kteréhokoliv počítače s klávesnicí, kde je nainstalovaný podporovaný prohlížeč a je dostupné připojení k internetu.

Do EVA se přistupuje přes webové stránky, které jsou pro každou zemi odlišné.

EVA slouží pro ověření a vyřazení balení léčivých přípravků. Není zde podpora čtecího zařízení a aplikace by neměla být používána jako stálá náhrada plnohodnotného systému.

Tento způsob ověřování balení léčivých přípravků je zřízen pro případy, kdy jsou problémy na straně lékárny či distributora se zařízením, na kterém se provádí ověřování léčiv ve smyslu FMD.

Pro používání EVA je nutné mít schválený uživatelský účet v NSOL, u kterého byl již dokončený registrační proces.

Nabídka funkcí EVA závisí na typu uživatele. Lékárny i distributoři mají k dispozici odlišné sady funkcí.

Lékárny mohou vyřadit balení jako: Zničené, Vzorek a Vydané

Distributoři mohou vyřadit balení jako: Zničené, Vzorek, Vydané, Uzamčené, Vyvezené z EU a Odcizené.

Poznámka: Reaktivace balení či vyřazení jako Vzorek zdarma není v rámci EVA možné.

https://eva-cz.nmvo.eu





EVA - minimální požadavky:

- Hardware: Klávesnice, myš, barevný displej s min. rozlišením 1280x600.
- Operační systém: Libovolný OS s aktuální podporou Microsoft.
- Prohlížeč: Libovolný prohlížeč s aktuální podporou Microsoft, Google nebo Mozilla. JavaScript je vyžadován.
- Net: Otevřený TCP příslušný port.
- Internetová konektivita: Nutná.







DVOUFAKTOROVÉ OVĚŘOVÁNÍ

Na e-mail uživatele je zaslán **šestimístný číselný autorizační kód**. Ten vložte do přihlašovacího řádku v autorizačním okně.



přihlášení nepovede do této doby - klikněte na **"Začít** znovu".

Po ověření autorizačního kódu se dostanete na úvodní obrazovku – "Hlavní stránku portálu".



Národní organizace

pro ověřování pravosti léčiv



vytištěným na balení.



The verify operation has been executed successfully. Údaje o balení vložené na domovské stránce jsou nyní Insert pack details znovu zobrazeny pro kontrolu před verifikací. PPN Product Code Scheme 012119245453 Produces Serial Number 112233445566102703 Batch Number DBOPS21194454 Result Proveďte **verifikaci** k ověření balení. Vložené údaje se nyní OperationCode 11110200 ověří v systému NSOL. The pack has been supplied. Information State Supplied Pack Operations Verify Supplied Destroyed Sample

**** Národní organizace
* * * * pro ověřování
* * * * pravosti léčiv

88

Potvrďte kliknutím na příslušnou volbu.

Po úspěšném ověření může být balení označeno jako "Zničeno", "Vydáno" nebo "Vzorek".



